

Transport-Rollstuhl D-Lite 24"

Art. Nr.: 900800400



- Leichtgewichtsaluminium Rahmen
- Abklappbare Rückenlehne
- Radgrößen 24"
- Höhenverstellbare Armlehnen
- Abnehmbare und schwenkbare Beinstützen
- In zwei Sitzbreiten erhältlich

Technische Daten

Artikelnummer	900800400
Farbe	schwarz-rot
Gesamtbreite	72 cm
Gesamtlänge	101 cm
Gesamthöhe	93 - 98.5 cm
Sitzbreite	50 cm
Sitztiefe	39.5 cm

Sitzhöhe	- 49 cm
Faltmaß Höhe	73 cm
Faltmaß Breite	32 cm
Faltmaß Länge	69 cm
Gesamtgewicht	14,7 kg
Max. Belastung	125 kg
VPE Pal.	6 Pal.