

Multifunktions-Rollstuhl Multitec

Art. Nr.: 900900100



- Winkelverstellbare Sitzeinheit stufenlos durch Gasdruckdämpfer unterstützt
- Winkelverstellbare ergonomisch geformte Rückenlehne stufenlos unabhängig von der Sitzeinheit durch Gasdruckdämpfer unterstützt
- Sitztiefeinstellung stufenlos
- Besonders geformte Oberflächenstruktur, optimale Druckverteilung und stabile Positionierung des Nutzers
- Schiebegriffe höhenverstellbar
- Beinstützen hochschwenkbar mit Knie- und Wadenpolstern (in Höhe und Tiefe verstellbar)
- Fußplatten winkleinstellbar mit Fersenband
- Serienmäßig mit Antikipp-Stützen (in der Höhe verstellbar) und Kopfstütze (optimal verstellbar in Höhe und Neigung)
- Antriebsräder 24" mit Steckachse pannensicherer PU mit verchromten Greifreifen
- Optional mit Trommelbremse für Begleitperson erhältlich
- Zubehör: Abduktionskeil, Seitenpelotten, Therapietisch, Adapterplatten zur Sitzverbreiterung und Adapter Set für Schiebehilfe PowerStroll
- Pflegehilfsmittelnummer: 50.45.07.2033
- Crashtest nach ISO 7176-19: Zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen
- Der Multitec mit Gleichteileprinzip: Gewinnen Sie an Flexibilität und reduzieren Ihren Lagerbestand – mit dem Gleichteileprinzip: Viele Ersatzteile und das Zubehör des Multitec sind kompatibel mit allen Litec 2G, Litec 2G Plus, Rotec, Ecotec 2G und Freetec

Technische Daten

Multifunktions-Rollstuhl Multitec

Art. Nr.: 900900100

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Artikelnummer	900900100	Rückenlehnenwinkel	-3 - 36 °
HMV-Nr.	18.50.02.7058	Höhe Armlehnen Verstellstufen	3
Farbe	schwarz-grau	Höhe Armlehnen	17 - 20.5 cm
Trommelbremse	Yes	Breite zwischen den Armlehnen	0 cm
Gesamtbreite	65 cm	Fußstützen Länge	40 - 60 cm
Gesamtlänge	112 - 152 cm	Maße Treibrad	24"
Gesamthöhe	97 - 114 cm	Maße Vorderrad	190 cm
Sitzbreite	39 cm	Gesamtgewicht	32,5 kg
Sitztiefe	42 - 48 cm	Gewicht	32,5 kg
Sitzhöhe	- 45 cm	Max. Belastung	135 kg
	-1 - 19 °	VPE Pal.	3 Pal.
Rückenlehnenhöhe	51 - 65 cm		

Multifunktions-Rollstuhl Multitec

Art. Nr.: 900900100

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Zubehör



Beckengurt L-XL

Art. Nr.:900300321




Rollator-Tasche

Art. Nr.:710000075




Rollator-Tasche

Art. Nr.:710000076




Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen

Art. Nr.:900300170




Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen

Art. Nr.:900300171



Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen

Art. Nr.:900300172



Stumpfauflage

Art. Nr.:900300180



Stumpfauflage

Art. Nr.:900300190



Rampe Rollstuhl / Scooter

Art. Nr.:STDS1097



Thermo-Rollstuhlkissen

Art. Nr.:RT-CU009



Handmuff

Art. Nr.:RT-Handmuff



Abduktionskeil

Art. Nr.:900600902



Seitenpelotten (Paar)

Art. Nr.:900600900



Therapietisch

Art. Nr.:900600901

Multifunktions-Rollstuhl Multitec

Art. Nr.: 900900100



Adapter Set für PowerStroll

Art. Nr.:900600910



Adapterplatte für Armlehnenverbreiterung

Art. Nr.:900900901



Multitec Zubehör Paket

Art. Nr.:900600903