

# Multifunktions-Rollstuhl Multitec

Art. Nr.: 900950200



- Winkelverstellbare Sitzeinheit stufenlos durch Gasdruckdämpfer unterstützt
- Winkelverstellbare ergonomisch geformte Rückenlehne stufenlos unabhängig von der Sitzeinheit durch Gasdruckdämpfer unterstützt
- Sitztiefeinstellung stufenlos
- Besonders geformte Oberflächenstruktur, optimale Druckverteilung und stabile Positionierung des Nutzers
- Schiebegriffe höhenverstellbar
- Beinstützen hochschwenkbar mit Knie- und Wadenpolstern (in Höhe und Tiefe verstellbar)
- Fußplatten winkleinstellbar mit Fersenband
- Serienmäßig mit Antikipp-Stützen (in der Höhe verstellbar) und Kopfstütze (optimal verstellbar in Höhe und Neigung)
- Antriebsräder 24" mit Steckachse pannensicherer PU mit verchromten Greifreifen
- Optional mit Trommelbremse für Begleitperson erhältlich
- Zubehör: Abduktionskeil, Seitenpelotten, Therapietisch, Adapterplatten zur Sitzverbreiterung und Adapter Set für Schiebehilfe PowerStroll
- Pflegehilfsmittelnummer: 50.45.07.2033
- Crashtest nach ISO 7176-19: Zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen

## Technische Daten

# Multifunktions-Rollstuhl Multitec

Art. Nr.: 900950200



Artikelnummer	900950200	Rückenlehnenwinkel	-3 - 36 °
HMV-Nr.	18.50.02.7058	Höhe Armlehnen Verstellstufen	3
Farbe	schwarz-grau	Höhe Armlehnen	17 - 20.5 cm
Trommelbremse	No	Breite zwischen den Armlehnen	0 cm
Gesamtbreite	65 cm	Fußstützen Länge	40 - 60 cm
Gesamtlänge	112 - 152 cm	Maße Treibrad	24"
Gesamthöhe	97 - 114 cm	Maße Vorderrad	190 cm
Sitzbreite	44 cm	Gesamtgewicht	32 kg
Sitztiefe	42 - 48 cm	Gewicht	32 kg
Sitzhöhe	- 45 cm	Max. Belastung	135 kg
	-1 - 19 °	VPE Pal.	3 Pal.
Rückenlehnenhöhe	51 - 65 cm		

# Multifunktions-Rollstuhl Multitec

Art. Nr.: 900950200

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE

## Zubehör



**Beckengurt L-XL**

Art. Nr.:900300321




**Rollator-Tasche**

Art. Nr.:710000075




**Rollator-Tasche**

Art. Nr.:710000076



**Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen**

Art. Nr.:900300170



**Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen**

Art. Nr.:900300171



**Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen**

Art. Nr.:900300172



**Stumpfauflage**

Art. Nr.:900300180



**Stumpfauflage**

Art. Nr.:900300190



**Rampe Rollstuhl / Scooter**

Art. Nr.:STDS1097



**Thermo-Rollstuhlkissen**

Art. Nr.:RT-CU009



**Handmuff**

Art. Nr.:RT-Handmuff



**Abduktionskeil**

Art. Nr.:900600902



**Seitenpelotten (Paar)**

Art. Nr.:900600900



**Therapietisch**

Art. Nr.:900600901

# Multifunktions-Rollstuhl Multitec

Art. Nr.: 900950200



**Adapter Set für PowerStroll**

Art. Nr.:900600910



**Adapterplatte für  
Armlehnenverbreiterung**

Art. Nr.:900900901



**Multitec Zubehör Paket**

Art. Nr.:900600903



**Sitzkissen**

Art. Nr.:900300271