

# Standard-Rollstuhl Ecotec 2G

Art. Nr.: 910300100



- Sehr leichter und wendiger Rollstuhl
- Armlehnen wegschwenkbar
- Fußplatte hochklappbar mit Fersenband
- Gepolsterte Rückenlehne und Sitzauflage
- Alu-Radgabel mit dreifacher Höhenverstellung
- Pulverbeschichteter Stahl-Greifreifen
- Sitzhöhereinstellung von 46 und 51 cm
- Serienmäßige Steckachse für eine schnelle Radmontage oder Demontage
- 175 x 45 mm PU-Lenkrad und 24" Vollgummi Antriebsrad
- Integrierte Bremshebelverlängerung ausziehbar und umklappbar
- Crashtest nach ISO 7176-19: Zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen

## Technische Daten

Artikelnummer	910300100
HMV-Nr.	18.50.02.0131
Trommelbremse	No
Gesamtbreite	56.5 cm
Gesamtlänge	107 cm
Gesamthöhe	95,5 - 103 cm
Sitzbreite	38 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzhöhe	46 / 51 cm
Sitzhöhenverstellstufen	2

	2 °
Rückenlehnenhöhe	43 cm
Höhe Armlehnen	22.5 cm
Fußstützen Länge	36 - 48 cm
Maße Treibrad	24"
Maße Vorderrad	7 x 2" cm
Faltmaß Breite	30 cm
Gesamtgewicht	18,6 kg
Max. Belastung	130 kg
VPE Pal.	8 Pal.

# Standard-Rollstuhl Ecotec 2G

Art. Nr.: 910300100

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE

## Zubehör



**Beckengurt L-XL**

Art. Nr.:900300321



**Rollator-Tasche**

Art. Nr.:710000075



**Rollator-Tasche**

Art. Nr.:710000076



**Höhen- und Längenverstellbare  
Armlehnen**

Art. Nr.:900300100




**Antikipp - Hilfe**

Art. Nr.:900300120



**Antikipp - Hilfe**

Art. Nr.:900300121




**Hochschwenk- und feststellbare  
Beinstützen**

Art. Nr.:900300170



**Hochschwenk- und feststellbare  
Beinstützen**

Art. Nr.:900300171



**Hochschwenk- und feststellbare  
Beinstützen**

Art. Nr.:900300172



**Stumpfauflage**

Art. Nr.:900300180



**Stumpfauflage**

Art. Nr.:900300190



**Stockhalter**

Art. Nr.:900300311



**Kopfstütze**

Art. Nr.:900300330



**Sauerstoffflaschenhalter für Rollstühle**

Art. Nr.:900300350

# Standard-Rollstuhl Ecotec 2G

Art. Nr.: 910300100



**Einhandbremse für Rollstuhl für Begleitperson**

Art. Nr.:900500767



**Einhand-Feststellbremse für Rollstühle**

Art. Nr.:900500750



**Einhand-Feststellbremse für Rollstühle**

Art. Nr.:900500751



**Thermo-Rollstuhlkissen**

Art. Nr.:RT-CU009



**Handmuff**

Art. Nr.:RT-Handmuff