

Standard-Rollstuhl Ecotec 2G

Art. Nr.: 910300400



- Sehr leichter und wendiger Rollstuhl
- Armlehnen wegschwenkbar
- Fußplatte hochklappbar mit Fersenband
- Gepolsterte Rückenlehne und Sitzauflage
- Alu-Radgabel mit dreifacher Höhenverstellung
- Pulverbeschichteter Stahl-Greifreifen
- Sitzhöhereinstellung von 46 und 51 cm
- Serienmäßige Steckachse für eine schnelle Radmontage oder Demontage
- 175 x 45 mm PU-Lenkrad und 24" Vollgummi Antriebsrad
- Integrierte Bremshebelverlängerung ausziehbar und umklappbar
- Crashtest nach ISO 7176-19: Zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen

Technische Daten

Artikelnummer	910300400
HMV-Nr.	18.50.02.0131
Trommelbremse	No
Gesamtbreite	68.5 cm
Gesamtlänge	107 cm
Gesamthöhe	95,5 - 103 cm
Sitzbreite	50 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzhöhe	51 / 51 cm
Sitzhöhenverstellstufen	2

	2 °
Rückenlehnenhöhe	43 cm
Höhe Armlehnen	22.5 cm
Fußstützen Länge	36 - 48 cm
Maße Treibrad	24"
Maße Vorderrad	7 x 2" cm
Faltmaß Breite	30 cm
Gesamtgewicht	19,2 kg
Max. Belastung	130 kg
VPE Pal.	8 Pal.

Standard-Rollstuhl Ecotec 2G

Art. Nr.: 910300400




Zubehör



Beckengurt L-XL

Art. Nr.:900300321



Infusionshalter für Rollstühle

Art. Nr.:STDS820



Rollator-Tasche

Art. Nr.:710000075



Rollator-Tasche

Art. Nr.:710000076



Höhen- und Längenverstellbare Armlehnen

Art. Nr.:900300100




Antikipp - Hilfe

Art. Nr.:900300120



Antikipp - Hilfe

Art. Nr.:900300121




Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen

Art. Nr.:900300170



Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen

Art. Nr.:900300171



Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen

Art. Nr.:900300172



Stumpfauflage

Art. Nr.:900300180



Stumpfauflage

Art. Nr.:900300190



Stockhalter

Art. Nr.:900300311



Kopfstütze

Art. Nr.:900300330

Standard-Rollstuhl Ecotec 2G

Art. Nr.: 910300400



Sauerstoffflaschenhalter für Rollstühle

Art. Nr.:900300350



Einhandbremse für Rollstuhl für Begleitperson

Art. Nr.:900500767



Rampe Rollstuhl / Scooter

Art. Nr.:STDS1097



Einhand-Feststellbremse für Rollstühle

Art. Nr.:900500750



Einhand-Feststellbremse für Rollstühle

Art. Nr.:900500751



Thermo-Rollstuhlkissen

Art. Nr.:RT-CU009



Handmuff

Art. Nr.:RT-Handmuff



Sitzkissen

Art. Nr.:900300270