

Standard-Rollstuhl Ecotec 2G

Art. Nr.: 910350200

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Sehr leichter und wendiger Rollstuhl
- Armlehnen wegschwenkbar
- Fußplatte hochklappbar mit Fersenband
- Gepolsterte Rückenlehne und Sitzauflage
- Alu-Radgabel mit dreifacher Höhenverstellung
- Pulverbeschichteter Stahl-Greifreifen
- Sitzhöhereinstellung von 46 und 51 cm
- Serienmäßige Steckachse für eine schnelle Radmontage oder Demontage
- 175 x 45 mm PU-Lenkrad und 24" Vollgummi Antriebsrad
- Integrierte Bremshebelverlängerung ausziehbar und umklappbar
- Crashtest nach ISO 7176-19: Zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen
- Der Ecotec 2G mit Gleichteileprinzip: Gewinnen Sie an Flexibilität und reduzieren Ihren Lagerbestand – mit dem Gleichteileprinzip: Viele Ersatzteile und das Zubehör des Ecotec 2G sind kompatibel mit allen Litec 2G, Litec 2G Plus, Freetec, Rotec und Multitec

Technische Daten

Artikelnummer	910350200
HMV-Nr.	18.50.02.0131
Trommelbremse	Yes
Gesamtbreite	63 cm
Gesamtlänge	107 cm
Gesamthöhe	90 - 95 cm
Sitzbreite	42 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzhöhe	49 / 54 cm
Sitzhöhenverstellstufen	2

	2 °
Rückenlehnenhöhe	39 cm
Höhe Armlehnen	22.5 cm
Fußstützen Länge	36 - 47 cm
Maße Treibrad	24"
Maße Vorderrad	7 x 2" cm
Faltmaß Breite	32 cm
Gesamtgewicht	19,8 kg
Max. Belastung	130 kg
VPE Pal.	8 Pal.

Standard-Rollstuhl Ecotec 2G

Art. Nr.: 910350200

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Zubehör



Beckengurt L-XL

Art. Nr.:900300321



Rollator-Tasche

Art. Nr.:710000075



Rollator-Tasche

Art. Nr.:710000076



**Höhen- und Längenverstellbare
Armlehnen**

Art. Nr.:900300100




Antikipp - Hilfe

Art. Nr.:900300120



Antikipp - Hilfe

Art. Nr.:900300121




**Hochschwenk- und feststellbare
Beinstützen**

Art. Nr.:900300170



**Hochschwenk- und feststellbare
Beinstützen**

Art. Nr.:900300171



**Hochschwenk- und feststellbare
Beinstützen**

Art. Nr.:900300172



Stumpfauflage

Art. Nr.:900300180



Stumpfauflage

Art. Nr.:900300190



Stockhalter

Art. Nr.:900300311



Kopfstütze

Art. Nr.:900300330



Sauerstoffflaschenhalter für Rollstühle

Art. Nr.:900300350

Standard-Rollstuhl Ecotec 2G

Art. Nr.: 910350200



Einhandbremse für Rollstuhl für Begleitperson

Art. Nr.:900500767



Einhand-Feststellbremse für Rollstühle

Art. Nr.:900500750



Einhand-Feststellbremse für Rollstühle

Art. Nr.:900500751




Thermo-Rollstuhlkissen

Art. Nr.:RT-CU009



Handmuff

Art. Nr.:RT-Handmuff



Sitzkissen

Art. Nr.:900300270