

Standard-Rollstuhl Ecotec 2G

Art. Nr.: 910350300



- Sehr leichter und wendiger Rollstuhl
- Armlehnen wegschwenkbar
- Fußplatte hochklappbar mit Fersenband
- Gepolsterte Rückenlehne und Sitzauflage
- Alu-Radgabel mit dreifacher Höhenverstellung
- Pulverbeschichteter Stahl-Greifreifen
- Sitzhöhereinstellung von 46 und 51 cm
- Serienmäßige Steckachse für eine schnelle Radmontage oder Demontage
- 175 x 45 mm PU-Lenkrad und 24" Vollgummi Antriebsrad
- Integrierte Bremshebelverlängerung ausziehbar und umklappbar
- Crashtest nach ISO 7176-19: Zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen
- Der Ecotec 2G mit Gleichteileprinzip: Gewinnen Sie an Flexibilität und reduzieren Ihren Lagerbestand – mit dem Gleichteileprinzip: Viele Ersatzteile und das Zubehör des Ecotec 2G sind kompatibel mit allen Litec 2G, Litec 2G Plus, Freetec, Rotec und Multitec

Technische Daten

Artikelnummer	910350300
HMV-Nr.	18.50.02.0131
Trommelbremse	Yes
Gesamtbreite	67 cm
Gesamtlänge	107 cm
Gesamthöhe	90 - 95 cm
Sitzbreite	46 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzhöhe	49 / 54 cm
Sitzhöhenverstellstufen	2

	2 °
Rückenlehnenhöhe	39 cm
Höhe Armlehnen	22.5 cm
Fußstützen Länge	36 - 47 cm
Maße Treibrad	24"
Maße Vorderrad	7 x 2" cm
Faltmaß Breite	32 cm
Gesamtgewicht	20 kg
Max. Belastung	130 kg
VPE Pal.	8 Pal.

Standard-Rollstuhl Ecotec 2G

Art. Nr.: 910350300

drive


DeVilbiss
HEALTHCARE

Zubehör



Beckengurt L-XL

Art. Nr.:900300321



Infusionshalter für Rollstühle

Art. Nr.:STDS820



Rollator-Tasche

Art. Nr.:710000075



Rollator-Tasche

Art. Nr.:710000076



Höhen- und Längenverstellbare Armlehnen

Art. Nr.:900300100




Antikipp - Hilfe

Art. Nr.:900300120




Antikipp - Hilfe

Art. Nr.:900300121




Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen

Art. Nr.:900300170



Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen

Art. Nr.:900300171



Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen

Art. Nr.:900300172



Stumpfauflage

Art. Nr.:900300180



Stumpfauflage

Art. Nr.:900300190



Stockhalter

Art. Nr.:900300311



Kopfstütze

Art. Nr.:900300330

Standard-Rollstuhl Ecotec 2G

Art. Nr.: 910350300



Rad PU 150 x 35 mm mit Radgabel

Art. Nr.:900300340




Sauerstoffflaschenhalter für Rollstühle

Art. Nr.:900300350



Einhandbremse für Rollstuhl für Begleitperson

Art. Nr.:900500767



Rampe Rollstuhl / Scooter

Art. Nr.:STDS1097



Einhand-Feststellbremse für Rollstühle

Art. Nr.:900500750



Einhand-Feststellbremse für Rollstühle

Art. Nr.:900500751



Thermo-Rollstuhlkissen

Art. Nr.:RT-CU009



Handmuff

Art. Nr.:RT-Handmuff



Sitzkissen

Art. Nr.:900300270