

# Leichtgewichtrollstuhl Litec 2G

Art. Nr.: 910500200

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



- Sehr leichter und wendiger Rollstuhl
- Armlehne wegschwenkbar
- Winkelverstellbare (0° - 30°) und hochklappbare Fußplatte serienmäßig
- Beinstütze fünffach höhenverstellbar
- Gepolsterte Rückenlehne und Sitzauflage
- Verstärkter Alurahmen für optimale Stabilität
- Alu-Radgabel mit dreifacher Höhenverstellung
- Sitzhöhereinstellung von 46 bis 52 cm dreistufig möglich
- Radstandverlängerung ist möglich
- 175 x 45 mm PU-Lenkrad und 24" Vollgummi Antriebsrad
- Serienmäßige Steckachse für eine schnelle Radmontage oder Demontage
- Crashtest nach ISO 7176-19: Zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen

## Technische Daten

Artikelnummer	910500200
HMV-Nr.	18.50.02.2124
Farbe	schwarz-grau
Gesamtbreite ohne Trommelbremse	60 cm
Trommelbremse	No
Gesamtbreite	60 cm
Gesamtlänge	104 cm
Gesamthöhe	87 - 92 cm
Sitzbreite	42 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzhöhe	47 - 52 cm


Rückenlehnenhöhe	42 cm
Rückenlehnenwinkel	4 °
Höhe Armlehnen	23.5 cm
Breite zwischen den Armlehnen	0 cm
Fußstützen Länge	36 - 44 cm
Maße Treibrad	24" x 1 3/8"
Maße Vorderrad	190 x 38 cm
Faltmaß Breite	30 cm
Gesamtgewicht	14 kg
Max. Belastung	125 kg
VPE Pal.	8 Pal.

## Zubehör



**Beckengurt L-XL**

Art. Nr.:900300321



**Infusionshalter für Rollstühle**

Art. Nr.:STDS820



**Rollator-Tasche**

Art. Nr.:710000075



**Rollator-Tasche**

Art. Nr.:710000076



**Höhen- und Längenverstellbare Armlehnen**

Art. Nr.:900300100



**Antikipp - Hilfe**

Art. Nr.:900300120



**Antikipp - Hilfe**

Art. Nr.:900300121




**Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen**

Art. Nr.:900300170




**Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen**

Art. Nr.:900300171




**Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen**

Art. Nr.:900300172



**Stumpfauflage**

Art. Nr.:900300180




**Stumpfauflage**

Art. Nr.:900300190



**Stockhalter**

Art. Nr.:900300311



**Kopfstütze**

Art. Nr.:900300330

# Leichtgewichtrollstuhl Litec 2G

Art. Nr.: 910500200

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



**Sauerstoffflaschenhalter für Rollstühle**

Art. Nr.:900300350



**Einhandbremse für Rollstuhl für Begleitperson**

Art. Nr.:900500767



**Rampe Rollstuhl / Scooter**

Art. Nr.:STDS1097




**Thermo-Rollstuhlkissen**

Art. Nr.:RT-CU009



**Handmuff**

Art. Nr.:RT-Handmuff



**Sitzkissen**

Art. Nr.:900300270