

Leichtgewichtrollstuhl Litec 2G

Art. Nr.: 910500300

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Sehr leichter und wendiger Rollstuhl
- Armlehne wegschwenkbar
- Winkelverstellbare (0° - 30°) und hochklappbare Fußplatte serienmäßig
- Beinstütze fünffach höhenverstellbar
- Gepolsterte Rückenlehne und Sitzauflage
- Verstärkter Alurahmen für optimale Stabilität
- Alu-Radgabel mit dreifacher Höhenverstellung
- Sitzhöhereinstellung von 46 bis 52 cm dreistufig möglich
- Radstandverlängerung ist möglich
- 175 x 45 mm PU-Lenkrad und 24" Vollgummi Antriebsrad
- Serienmäßige Steckachse für eine schnelle Radmontage oder Demontage
- Crashtest nach ISO 7176-19: Zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen

Technische Daten

Artikelnummer	910500300
HMV-Nr.	18.50.02.2124
Farbe	schwarz-grau
Gesamtbreite ohne Trommelbremse	64 cm
Trommelbremse	No
Gesamtbreite	64 cm
Gesamtlänge	104 cm
Gesamthöhe	87 - 92 cm
Sitzbreite	46 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzhöhe	47 - 52 cm


Rückenlehnenhöhe	42 cm
Rückenlehnenwinkel	4 °
Höhe Armlehnen	23.5 cm
Breite zwischen den Armlehnen	0 cm
Fußstützen Länge	36 - 44 cm
Maße Treibrad	24" x 1 3/8"
Maße Vorderrad	190 x 38 cm
Faltmaß Breite	30 cm
Gesamtgewicht	14,4 kg
Max. Belastung	125 kg
VPE Pal.	8 Pal.

Zubehör



Beckengurt L-XL

Art. Nr.:900300321



Infusionshalter für Rollstühle

Art. Nr.:STDS820



Rollator-Tasche

Art. Nr.:710000075



Rollator-Tasche

Art. Nr.:710000076



Höhen- und Längenverstellbare Armlehnen

Art. Nr.:900300100



Antikipp - Hilfe

Art. Nr.:900300120



Antikipp - Hilfe

Art. Nr.:900300121



Stumpfauflage

Art. Nr.:900300180



Stumpfauflage

Art. Nr.:900300190



Stockhalter

Art. Nr.:900300311



Kopfstütze

Art. Nr.:900300330



Sauerstoffflaschenhalter für Rollstühle

Art. Nr.:900300350



Einhandbremse für Rollstuhl für Begleitperson

Art. Nr.:900500767



Rampe Rollstuhl / Scooter

Art. Nr.:STDS1097

Leichtgewichtrollstuhl Litec 2G

Art. Nr.: 910500300

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



Thermo-Rollstuhlkissen

Art. Nr.:RT-CU009



Handmuff

Art. Nr.:RT-Handmuff



Sitzkissen

Art. Nr.:900300270



Sitzkissen

Art. Nr.:900300271



Sitzkissen

Art. Nr.:900300272