

Leichtgewichtrollstuhl Litec 2G

Art. Nr.: 910550400



- Sehr leichter und wendiger Rollstuhl
- Armlehne wegschwenkbar
- Winkelverstellbare (0° - 30°) und hochklappbare Fußplatte serienmäßig
- Beinstütze fünffach höhenverstellbar
- Gepolsterte Rückenlehne und Sitzauflage
- Verstärkter Alurahmen für optimale Stabilität
- Alu-Radgabel mit dreifacher Höhenverstellung
- Sitzhöhereinstellung von 46 bis 52 cm dreistufig möglich
- Radstandverlängerung ist möglich
- 175 x 45 mm PU-Lenkrad und 24" Vollgummi Antriebsrad
- Serienmäßige Steckachse für eine schnelle Radmontage oder Demontage
- Crashtest nach ISO 7176-19: Zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen

Technische Daten

Artikelnummer	910550400
HMV-Nr.	18.50.02.2124
Farbe	schwarz-grau
Trommelbremse	Yes
Gesamtbreite	70 cm
Gesamtlänge	104 cm
Gesamthöhe	87 - 92 cm
Sitzbreite	50 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzhöhe	47 - 52 cm
Rückenlehnenhöhe	42 cm


Rückenlehnenwinkel	4 °
Höhe Armlehnen	23.5 cm
Breite zwischen den Armlehnen	0 cm
Fußstützen Länge	36 - 44 cm
Maße Treibrad	24" x 1 3/8"
Maße Vorderrad	190 x 38 cm
Faltmaß Breite	32 cm
Gesamtgewicht	16 kg
Max. Belastung	125 kg
VPE Pal.	8 Pal.

Zubehör



Beckengurt L-XL

Art. Nr.:900300321



Infusionshalter für Rollstühle

Art. Nr.:STDS820



Rollator-Tasche

Art. Nr.:710000075



Rollator-Tasche

Art. Nr.:710000076



**Höhen- und Längenverstellbare
Armlehnen**

Art. Nr.:900300100



Antikipp - Hilfe

Art. Nr.:900300120



Antikipp - Hilfe

Art. Nr.:900300121



Stumpfauflage

Art. Nr.:900300180



Stumpfauflage

Art. Nr.:900300190



Stockhalter

Art. Nr.:900300311



Kopfstütze

Art. Nr.:900300330



Sauerstoffflaschenhalter für Rollstühle

Art. Nr.:900300350



**Einhandbremse für Rollstuhl für
Begleitperson**

Art. Nr.:900500767



Rampe Rollstuhl / Scooter

Art. Nr.:STDS1097

Leichtgewichtrollstuhl Litec 2G

Art. Nr.: 910550400

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



Therapietisch Universal

Art. Nr.:900300309



Thermo-Rollstuhlkissen

Art. Nr.:RT-CU009



Handmuff

Art. Nr.:RT-Handmuff



Sitzkissen

Art. Nr.:900300270