

Leichtgewichtrollstuhl Litec 2G Plus

Art. Nr.: 910600300



- Sehr leichter und wendiger Rollstuhl
- Armlehne wegschwenkbar
- Winkelverstellbare (0° - 30°) und hochklappbare Fußplatte serienmäßig
- Beinstütze fünffach höhenverstellbar
- Gepolsterte Rückenlehne und Sitzauflage
- Verstärkter Alurahmen für optimale Stabilität
- Alu-Radgabel mit dreifacher Höhenverstellung
- Sitzhöhereinstellung von 45 bis 51 cm dreistufig möglich
- Radstandverlängerung ist möglich
- 175 x 45 mm PU-Lenkrad und 24" Vollgummi Antriebsrad
- Serienmäßige Steckachse für eine schnelle Radmontage oder Demontage
- Mit Premium Ausstattung, inklusive: Sitzkissen, höhen- und längenverstellbare Armlehnen, Stockhalter, Beckengurt & Antikippstütze
- Umfassende Einstelloptionen durch flexible Anpass-Rückenlehne, variable Sitztiefen und Schiebegriffen

Technische Daten

Artikelnummer	910600300
HMV-Nr.	18.50.02.2132
Gesamtbreite ohne Trommelbremse	64 cm
Trommelbremse	No
Gesamtbreite	64 cm
Gesamtlänge	106.5 cm
Gesamthöhe	89.5 - 98.5 cm
Sitzbreite	46 cm
Sitztiefe	42 - 47 cm
Sitzhöhe	46 - 51 cm
Rückenlehnenhöhe	42 - 46 cm

Rückenlehnenwinkel	4 °
Höhe Armlehnen Verstellstufen	8
Höhe Armlehnen	25.5 - 32.5 cm
Fußstützen Länge	43 - 51 cm
Maße Treibrad	24" x 1 3/8"
Maße Vorderrad	200 x 38 cm
Faltmaß Breite	30 cm
Gesamtgewicht	16,3 kg
Max. Belastung	125 kg
VPE Pal.	8 Pal.

Leichtgewichtrollstuhl Litec 2G Plus

Art. Nr.: 910600300



Zubehör



Infusionshalter für Rollstühle

Art. Nr.:STDS820




Rollator-Tasche

Art. Nr.:710000075




Rollator-Tasche

Art. Nr.:710000076




Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen

Art. Nr.:900300170




Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen

Art. Nr.:900300171



Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen

Art. Nr.:900300172



Stumpfauflage

Art. Nr.:900300180



Stumpfauflage

Art. Nr.:900300190



Kopfstütze

Art. Nr.:900300330



Sauerstoffflaschenhalter für Rollstühle

Art. Nr.:900300350



Einhandbremse für Rollstuhl für Begleitperson

Art. Nr.:900500767



Rampe Rollstuhl / Scooter

Art. Nr.:STDS1097



Thermo-Rollstuhlkissen

Art. Nr.:RT-CU009



Handmuff

Art. Nr.:RT-Handmuff

Leichtgewichtrollstuhl Litec 2G Plus

Art. Nr.: 910600300

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



Sitzkissen

Art. Nr.: 900300270