

# TOURER PLUS (ST4D 2G Plus)

Art. Nr.: 950100326



**Bitte beachten Sie die geänderten Verkaufsartikelnummern unseres Scooter-Portfolio für den Internationalen Markt.**

**Diese ändert sich wie folgt:**

**Art. Nr.: 950100336-MD**

**Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Customer Service.**

Bitte beachten Sie die geänderten Verkaufsartikelnummern unseres Scooter-Portfolio für den Internationalen Markt. Diese ändert sich wie folgt: Art. Nr.: 950100335-MD Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Customer Service. Der neue Tourer Plus ist ein vielseitiges Multitalent. Dynamisch, sportlich, schnell und wendig. Er wurde entwickelt um Ihre Ansprüche zu erfüllen. Dieses Elektromobil begeistert nicht nur mit durchdachten Details, sondern auch durch seine starke Motorleistung. Seine vielen Eigenschaften sorgen dafür, dass Sie mit dem Tourer Plus flexibel Ihren Tag gestalten können.

- Neuste Lichttechnik reduziert den Batterieverbrauch?
- Für die Beförderung in vorhergesehenen Bussen des ÖPNV mit angebrachtem Piktogramm zugelassen
- Mit dem High-Low-Modus kann durch nur einen Tastendruck die Geschwindigkeit schnellstens auf die Hälfte der Maximalgeschwindigkeit reduziert werden?
- Baugleiches Modell auch als 6 km/h Scooter erhältlich?
- Feststellbare Lenksäule lässt sich flexible anpassen?
- Schnittiges, wendiges Design

## Technische Daten

# TOURER PLUS (ST4D 2G Plus)

Art. Nr.: 950100326



Artikelnummer	950100326	Batteriekapazität 2x	50 Ah
Farbe	rot	Motorleistung	700 W
Gesamtbreite	64 cm	Dauerleistung	700 W
Gesamtlänge	120 cm	Steigfähigkeit	10° / 17 %
Gesamthöhe	115.5 cm	Bodenfreiheit	6,5 cm
Sitzbreite	46.5 cm	Bereifung vorne	290 mm
Sitztiefe	44 - 49 cm	Bereifung hinten	290 mm
Sitzhöhe	- cm	Gewicht	71,2 kg
Breite zwischen den Armlehnen	43 - 55 cm	Gewicht ohne Akku	71,5 kg
Geschwindigkeit	12 km/h	Max. Belastung	136 kg

# TOURER PLUS (ST4D 2G Plus)

Art. Nr.: 950100326

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE

## Zubehör



**Wertsachenbox kompakt**

Art. Nr.:950500100



**Rampe Rollstuhl / Scooter**

Art. Nr.:STDS1097



**Stockhalter**

Art. Nr.:950000028



**Regenumhang**

Art. Nr.:RT-SC001



**Regenumhang**

Art. Nr.:RT-SC004



**Regenjacke**

Art. Nr.:319



**Scootergarage faltbar**

Art. Nr.:SCGARAGE




**Scooter Tasche für die Rückenlehne**

Art. Nr.:RT-5026



**Scooter Satteltasche**

Art. Nr.:RT-5022




**Scooter Accessoire Paket**

Art. Nr.:RT-SCPACK



**Gehilfe-/Rollatorhalter**

Art. Nr.:950000089



**Sauerstoffflaschenhalter**

Art. Nr.:950500113



**Stockhalter**

Art. Nr.:950000029



**Scootergarage**

Art. Nr.:RT-4444

# TOURER PLUS (ST4D 2G Plus)

Art. Nr.: 950100326

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



**Brillenablage für Rollatoren, Rollstühle und Scooter**

Art. Nr.:700900001



**Reflektoren 2er Pack**

Art. Nr.:700900002



**Reifendruckprüfer für Scooter**

Art. Nr.:700900005



**Schlüsseldepot**

Art. Nr.:700900007



**Smartphonehalter mit Spritzschutzbox für Rollatoren, Rollstühle und Scooter**

Art. Nr.:700900006



**Smartphonehalter mit Klebefestigung für Rollatoren, Rollstühle und Scooter**

Art. Nr.:700900009



**Thermometer für Rollatoren, Rollstühle und Scooter**

Art. Nr.:700900010