TOURER PLUS (ST4D 2G Plus)

Art. Nr.: 950100326





Bitte beachten Sie die geänderten Verkaufsartikelnummern unseres Scooter-Portfolio für den Internationalen Markt. Diese ändert sich wie folgt:

Art. Nr.: 950100336-MD

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Customer Service.

Der neue Tourer Plus ist ein vielseitiges Multitalent. Dynamisch, sportlich, schnell und wendig. Er wurde entwickelt um Ihre Ansprüche zu erfüllen. Dieses Elektromobil begeistert nicht nur mit durchdachten Details, sondern auch durch seine starke Motorleistung. Seine vielen Eigenschaften sorgen dafür, dass Sie mit dem Tourer Plus flexibel Ihren Tag gestalten können.

- Neuste Lichttechnik reduziert den Batterieverbrauch?
- Für die Beförderung in vorhergesehenen Bussen des ÖPNV mit angebrachtem Piktogramm zugelassen
- Mit dem High-Low-Modus kann durch nur einen Tastendruck die Geschwindigkeit schnellstens auf die Hälfte der Maximalgeschwindigkeit reduziert werden?
- Baugleiches Modell auch als 6 km/h Scooter erhältlich?
- Feststellbare Lenksäule lässt sich flexible anpassen?
- Schnittiges, wendiges Design

Technische Daten

Artikelnummer	950100326
Farbe	rot
Gesamtbreite	64 cm
Gesamtlänge	120 cm
Gesamthöhe	115.5 cm
Sitzbreite	46.5 cm
Sitztiefe	44 - 49 cm
Sitzhöhe	- cm
Breite zwischen den Armlehnen	43 - 55 cm
Geschwindigkeit	12 km/h

Batteriekapazität 2x	50 Ah
Motorleistung	700 W
Dauerleistung	700 W
Steigfähigkeit	10° / 17 %
Bodenfreiheit	6,5 cm
Bereifung vorne	290 mm
Bereifung hinten	290 mm
Gewicht ohne Akku	71,5 kg
Max. Belastung	136 kg

TOURER PLUS (ST4D 2G Plus)

Art. Nr.: 950100326



Zubehör



Rampe Rollstuhl / Scooter

Art. Nr.:STDS1097



Regenumhang

Art. Nr.:RT-SC001




Regenumhang

Art. Nr.:950000028

Stockhalter

Art. Nr.:RT-SC004



Scootergarage faltbar

Art. Nr.:SCGARAGE



Scooter Tasche für die Rückenlehne

Art. Nr.:RT-5026



Scooter Satteltasche

Art. Nr.:RT-5022



Scooter Accessoire Paket

Art. Nr.:RT-SCPACK



Gehhilfe-/Rollatorhalter

Art. Nr.:950000089



Stockhalter

Art. Nr.:950000029



Scootergarage

Art. Nr.:RT-4444