

Scooter ST4D 2G Plus

Art. Nr.: 950100336

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Neueste LED Lichttechnik reduziert den Batterieverbrauch
- Einfache und intuitive Bedienung des Displays
- 8 Ah Ladegerät mit Auslesefunktion
- Einfache Neigungsverstellung der Rückenlehne
- Geschwindigkeitsreduktion in Kurven
- Komfortabler Kapitänssitz
- Großer Korb vorne serienmäßig
- Stufenlose Einstellung der Lenksäule
- Inklusive Kurvenreduktion
- Höchstgeschwindigkeit 12 km/h
- Für die Beförderung in vorgesehenen Bussen des ÖPNV mit angebrachtem Piktogramm zugelassen

Technische Daten

Artikelnummer	950100336
Farbe	rot
Gesamtbreite	64 cm
Gesamtlänge	120 cm
Gesamthöhe	115.5 cm
Sitzbreite	46.5 cm
Sitztiefe	44 - 49 cm
Sitzhöhe	- cm
Breite zwischen den Armlehnen	43 - 55 cm
Geschwindigkeit	12 km/h

Batteriekapazität 2x	50 Ah
Motorleistung	700 W
Dauerleistung	700 W
Steigfähigkeit	17 %
Bodenfreiheit	8 cm
Bereifung vorne	11"
Bereifung hinten	11"
Gewicht	71,2 kg
Gewicht ohne Akku	71,2 kg
Max. Belastung	136 kg

Scooter ST4D 2G Plus

Art. Nr.: 950100336

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Zubehör



Rampe Rollstuhl / Scooter

Art. Nr.:STDS1097



Stockhalter

Art. Nr.:950000028



Regenumhang

Art. Nr.:RT-SC001



Regenumhang

Art. Nr.:RT-SC004



Scootergarage faltbar

Art. Nr.:SCGARAGE



Scooter Tasche für die Rückenlehne

Art. Nr.:RT-5026



Scooter Satteltasche

Art. Nr.:RT-5022



Scooter Accessoire Paket

Art. Nr.:RT-SCPACK



Gehhilfe-/Rollatorhalter

Art. Nr.:950000089



Stockhalter

Art. Nr.:950000029



Scootergarage

Art. Nr.:RT-4444