

# TOURER (ST4D 2G)

Art. Nr.: 950100351



Mit dem Tourer auf großer Fahrt. Er ist ein verlässlicher Gefährte, sowohl in urbanen als auch in ländlichen Regionen. So können Sie sich bei jeder Spritztour ganz Ihrem Fahrvergnügen widmen. Für längere Strecken flexibel auf Bus und Bahn zurückgreifen? Mit dem Tourer kein Problem. Dank ÖPNV-Zulassung und im Lieferumfang enthaltener Plakette lässt er sich spontan in öffentliche Verkehrsmitteln mitführen. Der ideale Gefährte für Stadt und Land.

- Neuste Lichttechnik reduziert den Batterieverbrauch?
- Für die Beförderung in vorhergesehenen Bussen des ÖPNV mit angebrachtem Piktogramm zugelassen
- Mit dem High-Low-Modus kann durch nur einen Tastendruck die Geschwindigkeit schnellstens auf die Hälfte der Maximalgeschwindigkeit reduziert werden?
- Baugleiches Modell auch als 12 km/h Scooter erhältlich?
- Feststellbare Lenksäule lässt sich flexible anpassen?
- Schnittiges, wendiges Design


Sehen Sie hier unseren Scooter im Härtetest:

## Technische Daten

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                 | 950100351     |
| HMV-Nr.                       | 18.51.05.1048 |
| Farbe                         | anthrazit     |
| Gesamtbreite                  | 64 cm         |
| Gesamtlänge                   | 120 cm        |
| Gesamthöhe                    | 115.5 cm      |
| Sitzbreite                    | 46.5 cm       |
| Sitztiefe                     | 44 - 49 cm    |
| Sitzhöhe                      | - cm          |
| Breite zwischen den Armlehnen | 43 - 55 cm    |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Geschwindigkeit      | 6 km/h  |
| Batteriekapazität 2x | 50 Ah   |
| Motorleistung        | 500 W   |
| Dauerleistung        | 500 W   |
| Steigfähigkeit       | 17 %    |
| Bodenfreiheit        | 8 cm    |
| Bereifung vorne      | 11"     |
| Bereifung hinten     | 11"     |
| Gewicht ohne Akku    | 70,5 kg |
| Max. Belastung       | 136 kg  |

## Zubehör



### Rampe Rollstuhl / Scooter

Art. Nr.:STDS1097



### Stockhalter

Art. Nr.:950000028



### Regenumhang

Art. Nr.:RT-SC001



### Regenumhang

Art. Nr.:RT-SC004



### Scootergarage faltbar

Art. Nr.:SCGARAGE




### Scooter Tasche für die Rückenlehne

Art. Nr.:RT-5026



### Scooter Satteltasche

Art. Nr.:RT-5022



### Scooter Accessoire Paket

Art. Nr.:RT-SCPAC



### Gehhilfe-/Rollatorhalter

Art. Nr.:950000089



### Stockhalter

Art. Nr.:950000029



### Scootergarage

Art. Nr.:RT-4444