

# Scooter ST4D

Art. Nr.: 950100355

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



- Einfache und intuitive Bedienung des Displays
- 8 Ah Ladegerät mit Auslesefunktion
- einfach Neigungsverstellung der Rückenlehne
- Geschwindigkeitsreduktion in Kurven
- Komfortabler Kapitänssitz
- Großer Korb vorne serienmäßig
- Stufenlose Einstellung der Lenksäule

## Technische Daten

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Artikelnummer                 | 950100355        |
| HMV-Nr.                       | 18.51.05.1036    |
| Farbe                         | anthrazit        |
| Gesamtbreite                  | 56.7 cm          |
| Gesamthöhe                    | 113 cm           |
| Sitzbreite                    | 44 cm            |
| Sitztiefe                     | 44 /46.5 - 49 cm |
| Sitzhöhe                      | - cm             |
| Breite zwischen den Armlehnen | 43 - 55 cm       |
| Geschwindigkeit               | 6 km/h           |
| Batteriekapazität 2x          | 50 Ah            |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Motorleistung     | 500 W        |
| Dauerleistung     | 500 W        |
| Spitzenleistung   | 500 W        |
| Steigfähigkeit    | 18 %         |
| Bodenfreiheit     | 8 cm         |
| Bereifung vorne   | 3.50x4.10-5" |
| Bereifung hinten  | 3.50x4.10-5" |
| Gesamtgewicht     | 99 kg        |
| Gewicht ohne Akku | 72 kg        |
| Max. Belastung    | 136 kg       |