

TOURER (ST4D 2G)

Art. Nr.: 950100356



Mit dem Tourer auf großer Fahrt. Er ist ein verlässlicher Gefährte, sowohl in urbanen als auch in ländlichen Regionen. So können Sie sich bei jeder Spritztour ganz Ihrem Fahrvergnügen widmen. Für längere Strecken flexibel auf Bus und Bahn zurückgreifen? Mit dem Tourer kein Problem. Dank ÖPNV-Zulassung und im Lieferumfang enthaltener Plakette lässt er sich spontan in öffentliche Verkehrsmitteln mitführen. Der ideale Gefährte für Stadt und Land.

- Neuste Lichttechnik reduziert den Batterieverbrauch?
- Für die Beförderung in vorhergesehenen Bussen des ÖPNV mit angebrachtem Piktogramm zugelassen
- Mit dem High-Low-Modus kann durch nur einen Tastendruck die Geschwindigkeit schnellstens auf die Hälfte der Maximalgeschwindigkeit reduziert werden?
- Baugleiches Modell auch als 12 km/h Scooter erhältlich?
- Feststellbare Lenksäule lässt sich flexible anpassen?
- Schnittiges, wendiges Design


Sehen Sie hier unseren Scooter im Härte-test:

Technische Daten

Artikelnummer	950100356
HMV-Nr.	18.51.05.1048
Farbe	anthrazit
Gesamtbreite	64 cm
Gesamtlänge	120 cm
Gesamthöhe	115.5 cm
Sitzbreite	46.5 cm
Sitztiefe	44 - 49 cm
Sitzhöhe	- cm
Breite zwischen den Armlehnen	43 - 55 cm

Geschwindigkeit	6 km/h
Batteriekapazität 2x	50 Ah
Motorleistung	500 W
Dauerleistung	500 W
Steigfähigkeit	10° / 17 %
Bodenfreiheit	6,5 cm
Bereifung vorne	290 mm
Bereifung hinten	290 mm
Gewicht ohne Akku	70,5 kg
Max. Belastung	136 kg

Zubehör



Rampe Rollstuhl / Scooter

Art. Nr.:STDS1097



Stockhalter

Art. Nr.:950000028



Regenumhang

Art. Nr.:RT-SC001



Regenumhang

Art. Nr.:RT-SC004



Scootergarage faltbar

Art. Nr.:SCGARAGE




Scooter Tasche für die Rückenlehne

Art. Nr.:RT-5026



Scooter Satteltasche

Art. Nr.:RT-5022



Scooter Accessoire Paket

Art. Nr.:RT-SCPACK



Gehhilfe-/Rollatorhalter

Art. Nr.:950000089



Stockhalter

Art. Nr.:950000029



Scootergarage

Art. Nr.:RT-4444