

Scooter ST4D

Art. Nr.: 950100365

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Einfache und intuitive Bedienung des Displays
- 8 Ah Ladegerät mit Auslesefunktion
- einfach Neigungsverstellung der Rückenlehne
- Geschwindigkeitsreduktion in Kurven
- Komfortabler Kapitänssitz
- Großer Korb vorne serienmäßig
- Stufenlose Einstellung der Lenksäule

Technische Daten

Artikelnummer	950100365
HMV-Nr.	18.51.05.1036
Farbe	rot
Gesamtbreite	56.7 cm
Gesamthöhe	113 cm
Sitzbreite	44 cm
Sitztiefe	44 /46.5 - 49 cm
Sitzhöhe	- cm
Breite zwischen den Armlehnen	43 - 55 cm
Geschwindigkeit	6 km/h
Batteriekapazität 2x	50 Ah

Motorleistung	500 W
Dauerleistung	500 W
Spitzenleistung	500 W
Steigfähigkeit	18 %
Bodenfreiheit	8 cm
Bereifung vorne	3.50x4.10-5"
Bereifung hinten	3.50x4.10-5"
Gesamtgewicht	99 kg
Gewicht ohne Akku	72 kg
Max. Belastung	136 kg