

Scooter ST4D 2G

Art. Nr.: 950100366



- Neueste LED Lichttechnik reduziert den Batterieverbrauch
- Einfache und intuitive Bedienung des Displays
- 8 Ah Ladegerät mit Auslesefunktion
- Einfache Neigungsverstellung der Rückenlehne
- Geschwindigkeitsreduktion in Kurven
- Komfortabler Kapitänssitz
- Großer Korb vorne serienmäßig
- Stufenlose Einstellung der Lenksäule
- Inklusive Kurvenreduktion
- Höchstgeschwindigkeit 6 km/h
- Für die Beförderung in vorgesehenen Bussen des ÖPNV mit angebrachtem Piktogramm zugelassen

Sehen Sie hier unseren Scooter im Härte-test:

Technische Daten

Artikelnummer	950100366
HMV-Nr.	18.51.05.1048
Farbe	rot
Gesamtbreite	64 cm
Gesamtlänge	120 cm
Gesamthöhe	115.5 cm
Sitzbreite	46.5 cm
Sitztiefe	44 - 49 cm
Sitzhöhe	- cm
Breite zwischen den Armlehnen	43 - 55 cm
Geschwindigkeit	6 km/h


Batteriekapazität 2x	50 Ah
Motorleistung	500 W
Dauerleistung	500 W
Steigfähigkeit	17 %
Bodenfreiheit	8 cm
Bereifung vorne	11"
Bereifung hinten	11"
Gewicht	70,5 kg
Gewicht ohne Akku	70,5 kg
Max. Belastung	136 kg

Zubehör



Wertsachenbox kompakt

Art. Nr.:950500100



Rampe Rollstuhl / Scooter

Art. Nr.:STDS1097




Stockhalter

Art. Nr.:950000028



Regenumhang

Art. Nr.:RT-SC001



Regenumhang

Art. Nr.:RT-SC004



Regenjacke

Art. Nr.:319



Scootergarage faltbar

Art. Nr.:SCGARAGE




Scooter Tasche für die Rückenlehne

Art. Nr.:RT-5026



Scooter Satteltasche

Art. Nr.:RT-5022




Scooter Accessoire Paket

Art. Nr.:RT-SCPACK



Gehilfe-/Rollatorhalter

Art. Nr.:950000089




Sauerstoffflaschenhalter

Art. Nr.:950500113



Stockhalter

Art. Nr.:950000029



Korb hinten

Art. Nr.:950000090



Scootergarage

Art. Nr.:RT-4444



Brillenablage für Rollatoren, Rollstühle und Scooter

Art. Nr.:700900001



Reflektoren 2er Pack

Art. Nr.:700900002



Reflektoren 6er Pack

Art. Nr.:700900003



Reifendruckprüfer für Scooter

Art. Nr.:700900005



Rückspiegel für Rollatoren, Rollstühle und Scooter

Art. Nr.:700900004



Schlüsseldepot

Art. Nr.:700900007



Smartphonehalter mit Spritzschutzbox für Rollatoren, Rollstühle und Scooter

Art. Nr.:700900006



Smartphonehalter mit Kabelbinderbefestigung für Rollatoren, Rollstühle und Scooter

Art. Nr.:700900008



Smartphonehalter mit Klebefestigung für Rollatoren, Rollstühle und Scooter

Art. Nr.:700900009



Thermometer für Rollatoren, Rollstühle und Scooter

Art. Nr.:700900010