

BLAZE (ST5D Plus)

Art. Nr.: 950100405

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



Bitte beachten Sie die geänderten Verkaufsartikelnummern unseres Scooter-Portfolio für den Internationalen Markt.

Diese ändert sich wie folgt:

Art. Nr.: 950100405-MD

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Customer Service.

Dynamisch, sportlich & raffiniert. Der neue Blaze ist ein Crossover, der entwickelt wurde, um Ihre Ansprüche zu erfüllen. Das innovative Design stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Er begeistert nicht nur mit durchdachten Details, sondern auch mit einem markanten Look. Die 13-Zoll-Reifen auf Design-Leichtmetallfelgen runden das elegante Design ab

- Wachsame Fahrt mit dem serienmäßigen Tagfahrlicht
- Neuste, integrierte LED Lichttechnik verringert den Stromverbrauch
- Leistungsstarker 850-W Motor?
- 13-Zoll Reifen auf schicken Design-Leichtmetall-Alufelgen sorgen für eine komfortable Ausfahrt?
- Der Serienmäßige Korb bietet reichlich Platz um beispielsweise Ihren Einkauf zu verstauen
- Rutschfeste Lenkgriffe geben ein sicheres Fahrgefühl?
- Lautstärke der Signaltöne ist einfach über das Bedienfeld anpassbar?
- Die Vollfederung fängt kleine Unebenheiten ab?
- Extra-Langsam Modus ermöglicht eine schnelle und einfache Geschwindigkeitsreduktion auf die Hälfte der Maximal Geschwindigkeit?

Technische Daten

BLAZE (ST5D Plus)

Art. Nr.: 950100405



Artikelnummer	950100405
Farbe	anthrazit
Gesamtbreite	68 cm
Gesamtlänge	140 cm
Gesamthöhe	132.5 cm
Sitzbreite	51 cm
Sitztiefe	47 cm
Sitzhöhe	- cm
Breite zwischen den Armlehnen	62 cm

Geschwindigkeit	15 km/h
Batteriekapazität 2x	80 Ah
Motorleistung	850 W
Steigfähigkeit	10° / 17 %
Bodenfreiheit	9 cm
Bereifung vorne	335 mm
Bereifung hinten	335 mm
Gewicht ohne Akku	124 kg
Max. Belastung	160 kg

Zubehör



Rampe Rollstuhl / Scooter

Art. Nr.:STDS1097



Regenumhang

Art. Nr.:RT-SC001



Regenumhang

Art. Nr.:RT-SC004



Scootergarage faltbar

Art. Nr.:SCGARAGE



Scooter Tasche für die Rückenlehne

Art. Nr.:RT-5026



Scooter Satteltasche

Art. Nr.:RT-5022



Scooter Accessoire Paket

Art. Nr.:RT-SCPACK



Gehhilfe-/Rollatorhalter

Art. Nr.:950000089



Stockhalter

Art. Nr.:950000029



Scootergarage

Art. Nr.:RT-4444