

SPARK (ST5D)

Art. Nr.: 950100420



Eine Menge intelligenter Funktionen und Sicherheitsausstattungen sorgen für eine vollkommene Fahrt. Bestimmen Sie Ihre nächste Fahrt selbst. Dieses Elektromobil ist nicht nur ausgesprochen sicher, sondern auch mit seinem pfiffigen Design und den 8-Zoll Alufelgen mit 13-Zoll Niederquerschnittsreifen auch ein echter Hingucker.

- Leistungsstarker Motor
- Einzelaufhängung an den Vorderrädern mit einstellbarer Federungshärte für eine individuelle Fahrt
?
- Nur mit einem Schalter kann der?Extra-Langsam Modus aktiviert werden und die Maximal Geschwindigkeit um die Hälfte reduziert werden
?
- Die Lautstärke der Signaltöne ist leicht über das Display einstellbar
?
- Elegante?8" Alufelgen mit 13" Niederquerschnittsreifen komplettieren das zeitlose Design
?
- Der serienmäßige Korb bietet ausreichend Verstauplatz
?
- Die Lenkstange ist stufenlos einstellbar und flexible auf den Fahrer anpassbar

Technische Daten

SPARK (ST5D)

Art. Nr.: 950100420

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Artikelnummer	950100420
Farbe	anthrazit
Gesamtbreite	68 cm
Gesamtlänge	144 cm
Gesamthöhe	136 cm
Sitzbreite	51 cm
Sitztiefe	47 cm
Sitzhöhe	45 / 47.5 - 50 cm
Breite zwischen den Armlehnen	46 - 62 cm
Geschwindigkeit	15 km/h
Batteriekapazität 2x	80 Ah


Motorleistung	850 W
Dauerleistung	850 W
Spitzenleistung	1300 W
Steigfähigkeit	18 %
Bodenfreiheit	10 cm
Bereifung vorne	100/60 - 8
Bereifung hinten	100/60 - 8
Gesamtgewicht	144 kg
Gewicht	144 kg
Gewicht ohne Akku	93 kg
Max. Belastung	160 kg

Zubehör



Wertsachenbox kompakt

Art. Nr.:950500100



Rampe Rollstuhl / Scooter

Art. Nr.:STDS1097



Regenumhang

Art. Nr.:RT-SC001



Regenumhang

Art. Nr.:RT-SC004




Regenjacke

Art. Nr.:319



Scootergarage faltbar

Art. Nr.:SCGARAGE



Scooter Tasche für die Rückenlehne

Art. Nr.:RT-5026



Scooter Satteltasche

Art. Nr.:RT-5022




Scooter Accessoire Paket

Art. Nr.:RT-SCPACK



Gehhilfe-/Rollatorhalter

Art. Nr.:950000089




Sauerstoffflaschenhalter

Art. Nr.:950500113



Stockhalter

Art. Nr.:950000029



Korb hinten

Art. Nr.:950000090



Scootergarage

Art. Nr.:RT-4444



Brillenablage für Rollatoren, Rollstühle und Scooter

Art. Nr.:700900001



Reflektoren 2er Pack

Art. Nr.:700900002



Reifendruckprüfer für Scooter

Art. Nr.:700900005



Schlüsseldepot

Art. Nr.:700900007



Smartphonehalter mit Spritzschutzbox für Rollatoren, Rollstühle und Scooter

Art. Nr.:700900006



Smartphonehalter mit Klebefestigung für Rollatoren, Rollstühle und Scooter

Art. Nr.:700900009



Thermometer für Rollatoren, Rollstühle und Scooter

Art. Nr.:700900010