



Eine Menge intelligenter Funktionen und Sicherheitsausstattungen sorgen für eine vollkommene Fahrt. Bestimmen Sie Ihre nächste Fahrt selbst. Dieses Elektromobil ist nicht nur ausgesprochen sicher, sondern auch mit seinem pfiffigen Design und den 8-Zoll Alufelgen mit 13-Zoll Niederquerschnittsreifen auch ein echter Hingucker.

- · Leistungsstarker Motor
- Einzelaufhängung an den Vorderrädern mit einstellbarer Federungshärte für eine individuelle Fahrt
- Nur mit einem Schalter kann der?Extra-Langsam Modus aktiviert werden und die Maximal Geschwindigkeit um die Hälfte reduziert werden
- Die Lautstärke der Signaltöne ist leicht über das Display einstellbar
- Elegante?8" Alufelgen mit 13" Niederquerschnittsreifen komplettieren das zeitlose Design
- Der serienmäßige Korb bietet ausreichend Verstauplatz
  ?
- Die Lenkstange ist stufenlos einstellbar und flexible auf den Fahrer anpassbar

## **Technische Daten**

Artikelnummer	950100420
Farbe	anthrazit
Gesamtbreite	68 cm
Gesamtlänge	144 cm
Gesamthöhe	136 cm
Sitzbreite	51 cm
Sitztiefe	47 cm
Sitzhöhe	45 / 47.5 - 50 cm
Breite zwischen den Armlehnen	46 - 62 cm
Geschwindigkeit	15 km/h

Batteriekapazität 2x	80 Ah
Motorleistung	850 W
Dauerleistung	850 W
Spitzenleistung	1300 W
Steigfähigkeit	10° / 17 %
Bodenfreiheit	10 cm
Bereifung vorne	335 mm
Bereifung hinten	335 mm
Gewicht ohne Akku	138 kg





## Zubehör



Rampe Rollstuhl / Scooter

Art. Nr.:STDS1097




Regenumhang

Art. Nr.:RT-SC001



Regenumhang

Art. Nr.:RT-SC004



Scootergarage faltbar

Art. Nr.:SCGARAGE



Scooter Tasche für die Rückenlehne

Art. Nr.:RT-5026



**Scooter Satteltasche** 

Art. Nr.:RT-5022



**Scooter Accessoire Paket** 

Art. Nr.:RT-SCPACK



Gehhilfe-/Rollatorhalter

Art. Nr.:950000089



Stockhalter

Art. Nr.:950000029



**Scootergarage** 

Art. Nr.:RT-4444