

# BLAZE (ST5D Plus)

Art. Nr.: 950100425

drive

DeVilbiss  
HEALTHCARE



Dynamisch, sportlich & raffiniert. Der neue Blaze ist ein Crossover, der entwickelt wurde, um Ihre Ansprüche zu erfüllen. Das innovative Design stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Er begeistert nicht nur mit durchdachten Details, sondern auch mit einem markanten Look. Die 13-Zoll-Reifen auf Design-Leichtmetallfelgen runden das elegante Design ab

- Wachsame Fahrt mit dem serienmäßigen Tagfahrlicht
- Neuste, integrierte LED Lichttechnik verringert den Stromverbrauch
- Leistungsstarker 850-W Motor?
- 13-Zoll Reifen auf schicken Design-Leichtmetall-Alufelgen sorgen für eine komfortable Ausfahrt?
- Der Serienmäßige Korb bietet reichlich Platz um beispielsweise Ihren Einkauf zu verstauen
- Rutschfeste Lenkgriffe geben ein sicheres Fahrgefühl?
- Lautstärke der Signaltöne ist einfach über das Bedienfeld anpassbar?
- Die Volfederung fängt kleine Unebenheiten ab?
- Extra-Langsam Modus ermöglicht eine schnelle und einfache Geschwindigkeitsreduktion? auf die Hälfte der Maximal Geschwindigkeit?

## Technische Daten

Artikelnummer	950100425
Farbe	anthrazit
Gesamtbreite	68 cm
Gesamtlänge	140 cm
Gesamthöhe	132.5 cm
Sitzbreite	51 cm
Sitztiefe	47 cm
Sitzhöhe	- cm
Breite zwischen den Armlehnen	62 cm

Geschwindigkeit	15 km/h
Batteriekapazität 2x	80 Ah
Motorleistung	850 W
Steigfähigkeit	17 %
Bodenfreiheit	9 cm
Bereifung vorne	330 mm / 13"
Bereifung hinten	330 mm / 13"
Gesamtgewicht	124 kg
Max. Belastung	160 kg

## Zubehör



**Wertsachenbox kompakt**

Art. Nr.:950500100




**Rampe Rollstuhl / Scooter**

Art. Nr.:STDS1097



**Regenumhang**

Art. Nr.:RT-SC001



**Regenumhang**

Art. Nr.:RT-SC004




**Regenjacke**

Art. Nr.:319



**Scootergarage faltbar**

Art. Nr.:SCGARAGE




**Scooter Tasche für die Rückenlehne**

Art. Nr.:RT-5026



**Scooter Satteltasche**

Art. Nr.:RT-5022




**Scooter Accessoire Paket**

Art. Nr.:RT-SCPACK



**Gehhilfe-/Rollatorhalter**

Art. Nr.:950000089




**Sauerstoffflaschenhalter**

Art. Nr.:950500113



**Stockhalter**

Art. Nr.:950000029



**Korb hinten**

Art. Nr.:950000090



**Scootergarage**

Art. Nr.:RT-4444



**Brillenablage für Rollatoren, Rollstühle und Scooter**

Art. Nr.:700900001



**Reflektoren 2er Pack**

Art. Nr.:700900002



**Reifendruckprüfer für Scooter**

Art. Nr.:700900005



**Schlüsseldepot**

Art. Nr.:700900007



**Smartphonehalter mit Spritzschutzbox für Rollatoren, Rollstühle und Scooter**

Art. Nr.:700900006



**Smartphonehalter mit Klebefestigung für Rollatoren, Rollstühle und Scooter**

Art. Nr.:700900009



**Thermometer für Rollatoren, Rollstühle und Scooter**

Art. Nr.:700900010