

# BLAZE (ST5D Plus)

Art. Nr.: 950100470

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



**Bitte beachten Sie die geänderten Verkaufsartikelnummern unseres Scooter-Portfolio für den Internationalen Markt.**

**Diese ändert sich wie folgt:**

**Art. Nr.: 950100475-MD**

**Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Customer Service.**

Dynamisch, sportlich & raffiniert. Der neue Blaze ist ein Crossover, der entwickelt wurde, um Ihre Ansprüche zu erfüllen. Das innovative Design stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Er begeistert nicht nur mit durchdachten Details, sondern auch mit einem markanten Look. Die 13-Zoll-Reifen auf Design-Leichtmetallfelgen runden das elegante Design ab

- Wachsame Fahrt mit dem serienmäßigen Tagfahrlicht
- Neuste, integrierte LED Lichttechnik verringert den Stromverbrauch
- Leistungsstarker 850-W Motor?
- 13-Zoll Reifen auf schicken Design-Leichtmetall-Alufelgen sorgen für eine komfortable Ausfahrt?
- Der Serienmäßige Korb bietet reichlich Platz um beispielsweise Ihren Einkauf zu verstauen
- Rutschfeste Lenkgriffe geben ein sicheres Fahrgefühl?
- Lautstärke der Signaltöne ist einfach über das Bedienfeld anpassbar?
- Die Vollfederung fängt kleine Unebenheiten ab?
- Extra-Langsam Modus ermöglicht eine schnelle und einfache Geschwindigkeitsreduktion auf die Hälfte der Maximal Geschwindigkeit?

## Technische Daten

# BLAZE (ST5D Plus)

Art. Nr.: 950100470



|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Artikelnummer                 | 950100470 |
| Farbe                         | blau      |
| Gesamtbreite                  | 68 cm     |
| Gesamtlänge                   | 140 cm    |
| Gesamthöhe                    | 132.5 cm  |
| Sitzbreite                    | 51 cm     |
| Sitztiefe                     | 47 cm     |
| Sitzhöhe                      | - cm      |
| Breite zwischen den Armlehnen | 62 cm     |
| Geschwindigkeit               | 15 km/h   |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Batteriekapazität 2x | 80 Ah      |
| Motorleistung        | 850 W      |
| Steigfähigkeit       | 10° / 17 % |
| Bodenfreiheit        | 9 cm       |
| Bereifung vorne      | 335 mm     |
| Bereifung hinten     | 335 mm     |
| Gesamtgewicht        | 124 kg     |
| Gewicht ohne Akku    | 124 kg     |
| Max. Belastung       | 160 kg     |

## Zubehör



**Rampe Rollstuhl / Scooter**

Art. Nr.:STDS1097



**Regenumhang**

Art. Nr.:RT-SC001



**Regenumhang**

Art. Nr.:RT-SC004



**Scootergarage faltbar**

Art. Nr.:SCGARAGE



**Scooter Tasche für die Rückenlehne**

Art. Nr.:RT-5026



**Scooter Satteltasche**

Art. Nr.:RT-5022



**Scooter Accessoire Paket**

Art. Nr.:RT-SCPACK



**Gehhilfe-/Rollatorhalter**

Art. Nr.:950000089



**Stockhalter**

Art. Nr.:950000029



**Scootergarage**

Art. Nr.:RT-4444