

BLUSTER (ST6) 18 km/h

Art. Nr.: 950100700



Nicht auf dem deutschen Markt erhältlich.

Maximale Leistung und höchste Sicherheit eröffnen Ihnen neue Perspektiven! Bereits auf den ersten Blick erfüllt der Bluster alle Ansprüche. Seine sicheren und komfortablen Eigenschaften sorgen dafür, dass Sie sich rundum wohl fühlen und bei jeder Spritztour ganz Ihrem Fahrvergnügen widmen können.

- Gut geschützt bei Regen oder matschigen Untergründen dank Spritzschutz?
- Schutz und Sicherheit des E-Mobiles durch den Rammschutz?
- Hochwertige Vollgederterte 15-Zoll Antriebsräder sorgen für optimalen Fahrkomfort?
- Lautstärkeeinstellung der Signaltöne über Tastenkombination am Display?
- Vollverkleidung des Hecks mit integrierten leuchtstarken Rücklichtern?
- Sportliches Design und aerodynamische Bauweise
- Scooter verlangsamt automatisch Geschwindigkeit in Kurven
- Leistungsstarker Motor

Technische Daten

Artikelnummer	950100700
Farbe	anthrazit
Gesamtbreite	72 cm
Gesamtlänge	160 cm
Gesamthöhe	136 cm
Sitzbreite	58 cm
Sitztiefe	56 cm
Sitzhöhe	48 / 50.5 - 53 cm
Breite zwischen den Armlehnen	55 cm
Geschwindigkeit	18 km/h
Batteriekapazität 2x	80 Ah

Motorleistung	1000 W
Dauerleistung	1000 W
Spitzenleistung	1600 W
Steigfähigkeit	16 %
Bodenfreiheit	11 cm
Bereifung vorne	3.5 - 8
Bereifung hinten	3.5 - 8
Gewicht ohne Akku	120 kg
Max. Belastung	180 kg
VPE Pal.	1 Pal.
VPE Stk.	1 Stk.

BLUSTER (ST6) 18 km/h

Art. Nr.: 950100700

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Zubehör



Stockhalter

Art. Nr.:950000028



Regenumhang

Art. Nr.:RT-SC001



Regenumhang

Art. Nr.:RT-SC004



Scootergarage faltbar

Art. Nr.:SCGARAGE



Scooter Tasche für die Rückenlehne

Art. Nr.:RT-5026



Scooter Satteltasche

Art. Nr.:RT-5022



Gehhilfe-/Rollatorhalter

Art. Nr.:950000089



Stockhalter

Art. Nr.:950000029



Wertsachenbox groß

Art. Nr.:950100101



Scootergarage

Art. Nr.:RT-4444