

BLUSTER (ST6) 15 km/h

Art. Nr.: 950100820



Bitte beachten Sie die geänderten Verkaufsartikelnummern unseres Scooter-Portfolio für den Internationalen Markt.

Diese ändert sich wie folgt:

Art. Nr.: 950100710

[Weitere Informationen erhalten Sie hier.](#)

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Customer Service.

Maximale Leistung und höchste Sicherheit eröffnen Ihnen neue Perspektiven! Bereits auf den ersten Blick erfüllt der Bluster alle Ansprüche. Seine sicheren und komfortablen Eigenschaften sorgen dafür, dass Sie sich rundum wohl fühlen und bei jeder Spritztour ganz Ihrem Fahrvergnügen widmen können.

- Gut geschützt bei Regen oder matschigen Untergründen dank Spritzschutz?
- Schutz und Sicherheit des E-Mobiles durch den Rammschutz?
- Hochwertige Vollgederete 15-Zoll Antriebsräder sorgen für optimalen Fahrkomfort?
- Lautstärkeeinstellung der Signaltöne über Tastenkombination am Display?
- Vollverkleidung des Hecks mit integrierten leuchtstarken Rücklichtern?
- Sportliches Design und aerodynamische Bauweise
- Scooter verlangsamt automatisch Geschwindigkeit in Kurven
- Leistungsstarker Motor

Technische Daten

BLUSTER (ST6) 15 km/h

Art. Nr.: 950100820

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Artikelnummer	950100820
Farbe	anthrazit
Gesamtbreite	72 cm
Gesamtlänge	160 cm
Gesamthöhe	136 cm
Sitzbreite	58 cm
Sitztiefe	56 cm
Sitzhöhe	48 / 50.5 - 53 cm
Breite zwischen den Armlehnen	55 cm
Geschwindigkeit	15 km/h
Batteriekapazität 2x	80 Ah

Motorleistung	800 W
Dauerleistung	800 W
Spitzenleistung	1600 W
Steigfähigkeit	9° / 16 %
Bodenfreiheit	11 cm
Bereifung vorne	380 mm
Bereifung hinten	380 mm
Gewicht ohne Akku	120 kg
Max. Belastung	180 kg
VPE Pal.	1 Pal.
VPE Stk.	1 Stk.

BLUSTER (ST6) 15 km/h

Art. Nr.: 950100820

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Zubehör



Regenumhang

Art. Nr.:RT-SC001



Regenumhang

Art. Nr.:RT-SC004



Scootergarage faltbar

Art. Nr.:SCGARAGE



Scooter Tasche für die Rückenlehne

Art. Nr.:RT-5026



Scooter Satteltasche

Art. Nr.:RT-5022



Gehhilfe-/Rollatorhalter

Art. Nr.:950000089



Stockhalter

Art. Nr.:950000029



Scootergarage

Art. Nr.:RT-4444