

Scooter ST6

Art. Nr.: 950100920



- Einfache und intuitive Bedienung des Multifunktionsdisplays
- Ladegerät (12 Ah) mit Auslesefunktion
- Leistungstarker 800-W-Motor
- Lautstärkeeinstellung der Signaltöne über Tastenkombination am Display
- Individuell einstellbarer Deluxe-Kapitänssitz
- Vollfederung aller Räder für optimalen Fahrkomfort und Sicherheit beim Überqueren von Hindernissen
- Lieferung serienmäßig mit Stoßstange

Technische Daten

Artikelnummer	950100920
Farbe	rot
Gesamtbreite	72 cm
Gesamtlänge	160 cm
Gesamthöhe	136 cm
Sitzbreite	58 cm
Sitztiefe	56 cm
Sitzhöhe	48 / 50.5 - 53 cm
Breite zwischen den Armlehnen	55 cm
Geschwindigkeit	15 km/h
Batteriekapazität 2x	80 Ah

Motorleistung	800 W
Dauerleistung	800 W
Spitzenleistung	1600 W
Steigfähigkeit	16 %
Bodenfreiheit	11 cm
Bereifung vorne	3.5 - 8
Bereifung hinten	3.5 - 8
Gesamtgewicht	171 kg
Gewicht ohne Akku	120 kg
Max. Belastung	180 kg
VPE Stk.	1 Stk.

Zubehör




Wertsachenbox kompakt

Art. Nr.:950500100



Regenumhang

Art. Nr.:RT-SC001



Regenumhang

Art. Nr.:RT-SC004



Regenjacke

Art. Nr.:319



Scootergarage faltbar

Art. Nr.:SCGARAGE



Scooter Tasche für die Rückenlehne

Art. Nr.:RT-5026




Scooter Satteltasche

Art. Nr.:RT-5022



Gehhilfe-/Rollatorhalter

Art. Nr.:950000089




Sauerstoffflaschenhalter

Art. Nr.:950500113



Stockhalter

Art. Nr.:950000029



Korb hinten

Art. Nr.:950000090



Scootergarage

Art. Nr.:RT-4444



Brillenablage für Rollatoren, Rollstühle und Scooter

Art. Nr.:700900001



Reflektoren 2er Pack

Art. Nr.:700900002

Scooter ST6

Art. Nr.: 950100920

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



Reflektoren 6er Pack

Art. Nr.:700900003



Reifendruckprüfer für Scooter

Art. Nr.:700900005



Schlüsseldepot

Art. Nr.:700900007



Smartphonehalter mit Spritzschutzbox für Rollatoren, Rollstühle und Scooter

Art. Nr.:700900006



Smartphonehalter mit Kabelbinderbefestigung für Rollatoren, Rollstühle und Scooter

Art. Nr.:700900008



Smartphonehalter mit Klebefestigung für Rollatoren, Rollstühle und Scooter

Art. Nr.:700900009



Thermometer für Rollatoren, Rollstühle und Scooter

Art. Nr.:700900010