



Der Envoy gehört nicht umsonst zu den beliebtesten Elektromobilen – seine einzigartige Agilität überzeugt und garantiert jede Menge Fahrspaß. Zahlreiche Ausstattungsmerkmale und ein modernes Design machen ihn zum Mobilitätsgaranten.

- Serienmäßig mit zwei Rückspiegeln für einen guten Überblick in Stadt und Land, Korb vorn
- Sehr robust und stark mit einer Maximal-Belastung von 160kg
- Mitnahme im ÖPNV mit dem mitgelieferten und angebrachten Piktogramm möglich (nur DE)
- Erstklassige und angenehme Vollfederung, sowie Einstellung aller Räder auf Ihre Bedürfnisse
- Großer Fußraum für mehr Bewegungsfreiheit während der Fahrt
- Schickes und modernes Design
- Erhältlich auch mit Luftbereifung für eine bequeme Überfahrt von kleinen Hindernissen und Unebenheiten

Technische Daten

Artikelnummer	950200150-50
HMV-Nr.	18.51.05.1028
Farbe	grau-metallic
Gesamtbreite	58 cm
Gesamtlänge	119 cm
Gesamthöhe	117 - 122 cm
Sitzbreite	48 cm
Sitztiefe	45 cm
Sitzhöhe	- cm
Breite zwischen den Armlehnen	47 - 67 cm
Geschwindigkeit	6 km/h


Batteriekapazität 2x	34/50 Ah
Motorleistung	400 W
Dauerleistung	400 W
Spitzenleistung	500 W
Steigfähigkeit	9° / 16 %
Bodenfreiheit	8 cm
Bereifung vorne	10" (260 mm)
Bereifung hinten	10" (260 mm)
Gewicht ohne Akku	76 kg
Max. Belastung	160 kg
VPE Pal.	1 Pal.

Zubehör



Beckengurt L-XL

Art. Nr.:900300321



Rampe Rollstuhl / Scooter

Art. Nr.:STDS1097



Stockhalter

Art. Nr.:950000028



Regenumhang

Art. Nr.:RT-SC001



Regenumhang

Art. Nr.:RT-SC004



Scootergarage L

Art. Nr.:RT-4443



Scootergarage faltbar

Art. Nr.:SCGARAGE



Scooter Tasche für die Rückenlehne

Art. Nr.:RT-5026



Scooter Satteltasche

Art. Nr.:RT-5022



Scooter Accessoire Paket

Art. Nr.:RT-SCPACK



Gehhilfe-/Rollatorhalter

Art. Nr.:950000089



Stockhalter

Art. Nr.:950000029



Scootergarage

Art. Nr.:RT-4444