

FLAME 3 (HS925)

Art. Nr.: 950200310



Eine Menge intelligenter Funktionen und Sicherheitsausstattungen sorgen für eine vollkommene Fahrt. Bestimmen Sie Ihre nächste Fahrt selbst. Dieses Elektromobil ist nicht nur ausgesprochen sicher, sondern auch mit seinem pfiffigen Design und den 8-Zoll Alufelgen mit 13-Zoll Niederquerschnittsreifen auch ein echter Hingucker.

- Leistungsstarker Motor
- Einzelaufhängung an den Vorderrädern mit einstellbarer Federungshärte für eine individuelle Fahrt
- Nur mit einem Schalter kann der Extra-Langsam Modus aktiviert werden und die Maximal Geschwindigkeit um die Hälfte reduziert werden
- Die Lautstärke der Signaltöne ist leicht über das Display einstellbar
- Elegante 8“ Alufelgen mit 13“ Niederquerschnittsreifen komplettieren das zeitlose Design
- Der serienmäßige Korb bietet ausreichend Verstauplatz
- Die Lenkstange ist stufenlos einstellbar und flexible auf den Fahrer anpassbar

Technische Daten

Artikelnummer	950200310
Gesamtbreite	69 cm
Gesamtlänge	159 cm
Gesamthöhe	127.5 cm
Sitzbreite	45.6 cm
Sitzhöhe	- cm
Geschwindigkeit	15 km/h
Batteriekapazität 2x	50 Ah

Motorleistung	700 W
Steigfähigkeit	10 %
Bereifung vorne	370
Bereifung hinten	370
Battery Voltage	12 V
Gewicht Akku	30,5 kg
Gewicht ohne Akku	69,5 kg
Max. Belastung	136 kg