

Badewannenlift Aquajoy

Art. Nr.: AQJA0001



- Zweiteiliger akkubetriebener Wannenlift mit hoher Rückenlehne
- Stabiler, robuster Rahmen und Grundplatte
- Einfachste Montage
- Geringes Gewicht, völlig wasserdicht
- Weichgriffige, schwimmfähige und bedienerfreundliche Handsteuerung mit Saugnäpfen
- Optional mit Sitz- und Rückenbezug weiß oder Gel-Type erhältlich
- Umfangreiches Zubehör

Technische Daten

Artikelnummer	AQJA0001
HMV-Nr.	04.40.01.0049
Farbe	weiß
Gesamtbreite	68.6 cm
Sitzbreite	39 cm
Sitztiefe	49 cm
Sitzhöhe	9 - 46.5 cm
Sitzplatte Gesamtlänge	58 cm
Rückenlehne Breite	34 cm
Rückenlehnenhöhe	60.4 cm

Rückenlehnenwinkel	20 - 40 °
Bodenplatte Breite	30 cm
Bodenplatte Länge	59,2 cm
Gesamtgewicht	15,8 kg
Gewicht	13,64 kg
Gewicht der akkubetriebenen Handbedienung	670 g
Gewicht Sitzeinheit	7,7 kg
Gewicht Rückeneinheit inkl. Antrieb ohne Akku	5 kg
Max. Belastung	170 kg

Zubehör



Drehhilfe Vitaturn K

Art. Nr.:412100100



Dreh- und Übersetzhilfe Vitaturn L

Art. Nr.:412100200



Kopfstütze

Art. Nr.:AQJA0007




Knauf

Art. Nr.:AQJA0021



Mittleres Saugerset

Art. Nr.:AQJA0008



Hinteres Saugerset

Art. Nr.:AQJA0019



Oberkörperflügel

Art. Nr.:AQJA0009W



Sitzbezug

Art. Nr.:AQJA0006W



Rückenbezug

Art. Nr.:AQJA0005W



Brustgurt

Art. Nr.:AQJA0016C




Hüftgurt

Art. Nr.:AQJA0016L



Ladegerät

Art. Nr.:AQJA0002



Vorderes Saugerset

Art. Nr.:AQJA00010