

CPAP-Gerät SleepCube Standard

Art. Nr.: DV51NE



- Das SleepCube Standard CPAP-Gerät ist das Basis-Gerät der DeVilbiss SleepCube Serie
- Kompakt und leicht
- Geräuscharmer Betrieb (
- Automatische Höhenanpassung bis 2750 m
- Einfache Bedienung durch beleuchtete Tasten und LCD-Display
- Start- / Stopp-Automatik
- Verzögerungszeit 0 - 45 min, einstellbar in 5 min-Schritten
- Optisches Signal bei fehlender Maske
- SmartCode Therapieüberwachung
- Einfache Montage des Anfeuchters ohne zusätzliche Schläuche oder Kabel
- Das SmartLinkModul ermöglicht die Aufzeichnung detaillierter Therapiedaten

Technische Daten

Artikelnummer	DV51NE
HMV-Nr.	14.24.20.0043
Farbe	beige
Gesamtbreite	16.5 cm
Gesamtlänge	17,5 cm
Gesamthöhe	10.7 cm
Betriebstemperatur	5 - 40 °C

Leistungsaufnahme	65 W
Betriebsspannung	50/60 Hz
Geräuschpegel	26 dBa
Gesamtgewicht	1,2 kg
Gewicht	1,2 kg
Athmosphärische Betriebsbedingungen	2750 m
VPE Pal.	55 Pal.