



Der Hikoneb 908 DC ist ein leistungsstarker und professioneller Ultraschallvernebler, der insbesondere für die Luftraumbefeuchtung, Sputuminduktion sowie für eine hochwirksame Aerosoltherapie konzipiert wurde.

Der Ultraschallvernebler wurde mit besonderem Blick auf den Patienten und auf das Pflegepersonal entwickelt. Das Gerät ist daher einfach zu bedienen und eignet sich ideal für den Einsatz in Kliniken und Arztpraxen.

- Digitales Bedienfeld, ermöglicht eine präzise und einfache Bedienung
- Integrierte Timerfunktion bis zu 90 Min. einstellbar
- 4-fach verstellbare Gebläseleistung
- 4-fach verstellbares Aerosolvolumen
- Heizelement und 5-Fuß Fahrgestell inklusive
- Akustischer Alarm bei niedrigem Wasserstand

Der Ultraschallvernebler Hikoneb 908 DC ist komplett ausgestattet mit Heizelement, einem 5-Fuß Fahrgestell, Medikamentenbecher, sowie reichhaltigem Zubehör zur Montage.

Technische Daten

Artikelnummer	M000034
Gesamtbreite	22.6 cm
Gesamtlänge	10.8 cm
Gesamthöhe	29 cm
Luftstrom max.	19 l/min
Verneblerleistung	2,3 ml/min

Partikelgröße MMAD	< 4 µm
Betriebsspannung	50 Hz
Ultraschallfrequenz	1.7 Mhz
Gewicht	3 kg
VPE Stk.	1 Stk.