

Elektronisches Sauerstoffsparsystem Evolution

Art. Nr.: OM-924

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Einsparpotenzial im Verhältnis von bis zu 5:1
- 7 Einstellungsstufen im Demand Modus
- 2 l/min bei Continuous Flow
- Leicht und kompakt
- Kostengünstig und effizient
- Hoher Atemfrequenzbereich bis 40 BPM bei gleicher Bolusmenge, um das Risiko der Entsättigung bei Patientenaktivität zu verringern
- Reagiert sowohl auf schwache als auch starke Einatmung, dadurch geeignet für ein breites Patientenspektrum
- Automatische Abschaltung bei Nichtbenutzung, dadurch längere Batterielebensdauer
- Evolution Motion mit integriertem Bewegungssensor zur Erkennung der Patientenaktivität
- Hohe Batterielebensdauer

Technische Daten

Artikelnummer	OM-924
HMV-Nr.	14.24.05.8006
Farbe	schwarz
Gesamtbreite	7.9 cm

Gesamthöhe	6.4 cm
Anschlusstyp	G3/4. DIN ISO 477 Nr. 9
Gesamtgewicht	600 g

Elektronisches Sauerstoffsparsystem Evolution

Art. Nr.: OM-924

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Zubehör



Trolley für Sauerstoffflasche

Art. Nr.:210000001



Tasche für Sauerstoffflasche

Art. Nr.:EX3000D-651