

Einweg Sauerstoffsparsystem Oxymizer

Art. Nr.: P-224



- Verwendbar mit einem Dauerflow von bis zu 15 l/min.
- Komfortable Alternative zur Sauerstoffmaske
- Erleichterte Verabreichung einer Sauerstofftherapie mit hohem Dauerflow in der häuslichen Krankenpflege, im Krankenhaus, im Hospiz oder der Langzeitpflege
- Kostenreduzierung durch Sauerstoffeinsparung
- Geringere Flowraten reduzieren die Notwendigkeit eines Anfeuchters
- Ermöglicht dem Patienten das Essen, Trinken und Sprechen
- Kompatibel mit Druckgasflaschen, Sauerstoffkonzentratoren und Flüssigsauerstoffsystemen
- Einwegartikel, benötigt keine Batterien
- Klinisch nachgewiesene Effizienz im Ruhezustand, im Schlaf und bei körperlicher Betätigung
- Sauerstoffersparnis im Verhältnis bis zu 4:1

Technische Daten

Artikelnummer

P-224

Gewicht

8,5 g