

# Ambiturn Transfer- und Umsetzhilfe

Art. Nr.: PT001



- Stabiles Stahlrohr
- Verstellbare Beinpolster
- Mit Leichtlauf-Rädern
- Mit zwei Feststellbremsen
- Handgriff mit integrierter Transfergurtaufnahme
- Niedrige Fußplatte ermöglicht das Unterfahren von Bett, Stuhl, Rollstuhl und Toilette
- Einfache Montage und Demontage
- Transfergurt für zusätzlichen Komfort als Zubehör erhältlich

## Technische Daten

Artikelnummer	PT001
HMV-Nr.	22.29.01.1062
Farbe	weiß
Gesamthöhe	118 cm
Grundplatte Breite	63 cm

Grundplatte Länge	57,5 cm
Gesamtgewicht	18,4 kg
Gesamttiefe	63 cm
Beinstütze Höhenverstellung	30 - 47 cm
Max. Belastung	150 kg