

Sauerstoffmessgerät Analysator UltraMaxO₂

Art. Nr.: R221P11-001



Der UltraMaxO₂-Analysator wurde entwickelt, um die Sauerstoffkonzentration auf einen Blick zu überprüfen, einschließlich des Durchfluss- und Ausgangsdrucks von Sauerstoffkonzentratoren. Sein fortschrittliches Design bietet hohe Leistung und Zuverlässigkeit. Der UltraMaxO₂ Sauerstoffanalysator enthält die folgenden vorteilhaften Eigenschaften:

- O₂-Durchfluss und Druck genau messen
- Integrierter Sauerstoffsensoren, kein Wechsel des Sauerstoffsensors nötig
- Keine Kalibrierung vor Ort
- Selbstdiagnose
- Abgeschirmter und verstärkter Messgaseinlass
- Inklusive Silikonhülle für erhöhte Haltbarkeit
- 36 Monate Garantie
- Wartungsfrei
- Hergestellt in den USA

Technische Daten

Artikelnummer	R221P11-001
Gesamtbreite	8.6 cm
Gesamthöhe	12.9 cm
Gesamttiefe	2.5 cm

Flowbereich	0 - 10 l/min
Gesamtgewicht	181 g
Gewicht	181 g