



- Der Kleine, der groß macht: absolut vielseitig im Bad!
- Erleichtert das Ein- und Aussteigen aus der Badewanne
- Große und rutschfeste Trittfläche garantiert absolute Standsicherheit
- Sicher und schnell stapelbar, um die Stufen um jeweils 5 cm zu erhöhen
- Einfach zu reinigen
- Höhe: 10 cm (jede weitere Erhöhung um 5 cm)

## Technische Daten

Artikelnummer	RTL12068
Farbe	weiß-blau
Gesamtbreite	50 cm
Gesamtlänge	40 cm
Gesamthöhe	10 cm

Gesamtgewicht	400 g
Max. Belastung	140 kg
VPE Pal.	48 Pal.
VPE Stk.	6 Stk.