



- Das Kraftpaket
- Schwerlast-Patientenlifter, Hubkapazität bis 250 kg
- Extra verstärkter Stahlrahmen
- Elektrische Spreizung für müheloses Manövrieren
- Niedrige Grundgestell-Höhe für einfaches Unterfahren
- Vier-Punkt-Transportbügel mit Schutzüberzug
- Manuelle Notfallabsenkung
- Doppelrollen mit Vollgummibereifung, Durchmesser 100 mm

[Klicken Sie hier, um unsere Checkliste zur Wiederaufbereitung und Wartung herunterzuladen \(Händler-Login benötigt\)](#)

Technische Daten

Artikelnummer	SR2310000
Farbe	grau
Gesamtbreite	74 cm
Gesamtlänge	136 cm
Spreizbereich	60 - 110 cm

Anschlaghöhe	51 - 200 cm
Wenderadius	300 cm
Bodenfreiheit	11,4 cm
Gesamtgewicht	57 kg
Max. Belastung	250 kg

Zubehör



Patientenwaage für Hermes

Art. Nr.:SR2321000