

Patientenwaage für Hermes

Art. Nr.: SR2321000

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Einfach in der Handhabung
- Inklusive Befestigungskit für Hermes
- Einstellbare Abschaltautomatik
- Batteriebetrieben (3 x AA - im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten

Artikelnummer	SR2321000
Gesamtbreite	8.1 cm
Gesamthöhe	26.5 cm

Gesamttiefe	4.6 cm
Gewicht	800 g
Max. Belastung	300 kg