

Patientenlift Samsoft 175 EL

Art. Nr.: SR2810200-ALL

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Wendig und leistungsstark
- Kann für einfachen Transport und Handhabung ohne Werkzeug in zwei Teile demontiert werden
- Verstärkter Stahlrahmen für maximale Sicherheit
- Großer Verstellbereich der Fahrgestellspreizung für optimale Stabilität und leichtes Umfahren von Hindernissen
- Fahrgestellspreizung mit Arretierung
- Leicht, kompakt und faltbar
- Einfaches und schnelles Laden der Batterie
- Lieferung serienmäßig mit Hebetuch, wahlweise in Größe M oder L

[Klicken Sie hier, um unsere Checkliste zur Wiederaufbereitung und Wartung herunterzuladen \(Händler-Login benötigt\)](#)

[Wichtige, sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Produkt \(Händler-Login benötigt\)](#)

Technische Daten

Artikelnummer	SR2810200-ALL
Farbe	grau
Gesamtbreite	63 cm
Gesamtlänge	173 cm
Gesamthöhe	135 cm
Spreizbereich	52 - 83 cm

Anschlaghöhe	70 - 189 cm
Wenderadius	144 cm
Bodenfreiheit	10 cm
Gesamtgewicht	38,7 kg
Max. Belastung	175 kg
VPE Pal.	4 Pal.

Patientenlift Samssoft 175 EL

Art. Nr.: SR2810200-ALL

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Zubehör



Patientenwaage für Samssoft 175

Art. Nr.:SR2820400