

# Patientenlift Samssoft 175

Art. Nr.: SR2870000



- Wendig und leistungsstark
- Kann für einfachen Transport und Handhabung ohne Werkzeug in zwei Teile demontiert werden
- Verstärkter Stahlrahmen für maximale Sicherheit
- Großer Verstellbereich der Fahrgestellspreizung für optimale Stabilität und leichtes Umfahren von Hindernissen
- Fahrgestellspreizung mit Arretierung
- Leicht, kompakt und faltbar
- Einfaches und schnelles Laden der Batterie
- Lieferung serienmäßig mit Hebetuch, wahlweise in Größe M oder L

[Klicken Sie hier, um unsere Checkliste zur Wiederaufbereitung und Wartung herunterzuladen \(Händler-Login benötigt\)](#)

[Wichtige, sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Produkt \(Händler-Login benötigt\)](#)

## Technische Daten

Artikelnummer	SR2870000
HMV-Nr.	22.40.01.0093
Farbe	grau
Gesamtbreite	63 cm
Gesamtlänge	173 cm
Gesamthöhe	136 cm
Fahrgestelllänge	54

Spreizbereich	54 - 83 cm
Anschlaghöhe	55 - 173 cm
Wenderadius	144 cm
Bodenfreiheit	9 cm
Gesamtgewicht	38,4 kg
Max. Belastung	175 kg
VPE Pal.	4 Pal.

# Patientenlift Samssoft 175

Art. Nr.: SR2870000

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE

## Zubehör



### Patientenwaage für Samssoft 175

Art. Nr.:SR2820400