

CROW (ST3)

Art. Nr.: ST3406300

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



Ihr Wunsch ist eine freie und flexible Tagesplanung? Mit dem Crow ist das ganz einfach möglich. Denn das wendige Elektromobil überzeugt nicht nur durch sein modernes Design, sondern auch mit seiner einfachen und flexiblen Handhabung. Der Crow eignet sich ideal für Reisen und Ausflüge, denn das Elektromobil ist ohne Werkzeug mit nur wenigen Handgriffen zerlegt und schnell im Auto verstaut.

- Ohne Werkzeug zerlegbar
- Klein und wendig
- Viel Beinfreiheit trotz kompakter Größe
- LED-Beleuchtung für gute Sichtbarkeit
- Federung des Hecks, für eine angenehme Fahrt
- Erhältlich in den Farben Rot und Anthrazit

Technische Daten

Artikelnummer	ST3406300
Farbe	anthrazit
Gesamtbreite	59 cm
Gesamtlänge	112 cm
Gesamthöhe	93.5 cm
Sitzbreite	46 cm
Sitzhöhe	- cm
Geschwindigkeit	8 km/h
Batteriekapazität 2x	22 Ah
Motorleistung	250 W

Dauerleistung	250 W
Steigfähigkeit	14 %
Bodenfreiheit	52 cm
Bereifung vorne	225 mm
Bereifung hinten	225 mm
Gesamtgewicht	55 kg
Gewicht	55 kg
Gewicht Akku	15,5 kg
Max. Belastung	136 kg