

Rollstuhl Sentra XXL

Art. Nr.: STD28DDA-SF

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Rahmen aus speziell gehärtetem Stahl
- Greifreifen und Beinstützen verchromt
- Abnehmbare und schwenkbare Beinstützen
- Hochschwenkbare Aluminium- Fußplatten mit Fersenbändern
- PU- Lenkrad, 200 x 50 mm
- Extra verstärkte Vorderradgabel
- Verstärkte 24" PU-Antriebsräder
- Abnehmbare Armlehnen
- Sitzfläche und Rücken aus pflegeleichtem Nylon
- In zwei Sitzbreiten erhältlich: 71 und 76 cm
- Optional mit Scheibenbremse für Begleitperson erhältlich

Technische Daten

Artikelnummer	STD28DDA-SF
Farbe	schwarz-silber
Trommelbremse	No
Gesamtbreite	94 cm
Gesamtlänge	119 cm
Gesamthöhe	99 cm
Sitzbreite	71 cm
Sitztiefe	50 cm

Sitzhöhe	48 - 50 cm
Rückenlehnenhöhe	46 cm
Fußstützen Länge	40 - 48 cm
Maße Treibrad	24" 1 3/8"
Maße Vorderrad	200 x 50 cm
Faltmaß Breite	33 cm
Gesamtgewicht	46 kg
Max. Belastung	320 kg