

Ultraschallvernebler UltraNeb

Art. Nr.: U3000-KIT

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Ultraschallvernebler zur Atemgas- und Luftanfeuchtung, Sputumprovokation und Aerosoltherapie
- Vierfach einstellbare Gebläseleistung, vierfach einstellbare Verneblerleistung, Timerfunktion 0, 15, 30, 45 und 60 min.
- Konfigurierbar für verschiedene Nachlaufsysteme
- Einsetzbar mit allen am Markt befindlichen Sterilwassersystemen
- Integrierte Alarmfunktionen – Entfernen der Verneblerkammer bei Betrieb, Trockenlaufschutz, Verneblungszeit abgelaufen, allgemeiner Gerätefehler
- Lieferumfang serienmäßig mit UltraNeb Basisgerät, Nachlaufset, Verneblerkammer, Bakterienfilter, Schlauch 1200mm, Schlauch 300mm, Bedienungsanleitung, Netzkabel

Technische Daten

Artikelnummer	U3000-KIT
Farbe	blau
Gesamtbreite	20,3 cm
Gesamtlänge	21,6 cm
Gesamthöhe	21,1 cm
Luftstrom max.	20 l/min
Verneblerleistung	3 ml/min

Partikelgröße MMAD	
Betriebsspannung	50/60 Hz
Geräuschpegel	35 dBa
Ultraschallfrequenz	1.68 MHz ± 5% Mhz
Gewicht	3,5 kg
Gewicht ohne Zubehör	3,5 kg