

Looprek Grand XL

Art. nr.: 10220HD

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Stijf, stabiel looprek voor hoge eisen
- De unieke U-vorm van het ontwerp biedt meer bewegingsvrijheid
- Breder en robuuster frame van geanodiseerde aluminium buis van 2,5 cm dikte
- Biedt tegelijk maximale stabiliteit en een laag gewicht
- Geschikt voor binnenshuis en buitenshuis
- Door losmaken van twee vergrendelingen compact op te vouwen

Technische gegevens

Artikelnummer	10220HD
Kleur	zilver-zwart
Totale breedte	62 cm
Totale lengte	52.5 cm
Totale hoogte	82 - 100 cm
Breedte tussen de handvatten	52,5 cm

Maat opgevouwen breedte	62 cm
Maat opgevouwen hoogte	82 cm
Vouwmaat diepte	19 cm
Totaal gewicht	3,5 kg
Max. belasting	228 kg
Verpakkingseenheid	2 Stk.