

Wegklapbare steun met valbeveiliging

Art. nr.: 10495-20



- Gemaakt van hoogglansgepolijst edelstaal
- Bevestiging aan beide zijden naast de wc mogelijk
- Opklapbaar
- Ingebouwde greepkommen bieden veilig houvast
- Inclusief valbeveiliging en tegelbescherming
- Oppervlak garandeert grootst mogelijke preventie van ziektekiemen en bacteriën
- Bevestigingsplaat (LxB) 27,5 x 10 cm
- Levering incl. bevestigingsmateriaal

Technische gegevens

Artikelnummer	10495-20
Totale lengte	85 cm
Zitmontageplaat breedte	10 cm
Zitmontageplaat lengte	27 cm
Buisdiameter	3,2 cm

Totaal gewicht	3,4 kg
Gewicht	3,4 kg
Max. belasting	120 kg
Verpakkingseenheid	1 Stk.