



- De ideale badbegeleider voor smalle badkuipen
- Wordt op de rand van de badkuip gelegd
- Maakt het baden makkelijker en veiliger
- Gepoedercoat aluminium frame
- Past in alle standaardbadkuipen
- Comfortabele slipvaste zitting met hygiëne-uitsparing
- Steunbeugel met antislip rubberen doppen
- Uitsluitend met rugleuning verkrijgbaar
- Eenvoudig te reinigen

Technische gegevens

Artikelnummer	12488KD
Kleur	wit
Totale breedte	67 - 78 cm
Totale diepte	46 cm
Sitzbreite	41 cm
Zitdiepte	41 cm

Instel bereik	45.5 - 57.5 cm
Rugleuninghoogte	36 cm
Totaal gewicht	3 kg
Max. belasting	120 kg
Verpakkingseenheid	4 Stk.