


# Draagbare zuurstofconcentrator iGo2

Art. nr.: 125K



- Gepatenteerde SmartDose™-technologie
- Bijzonder gevoelige ademherkenning (Trigger)
- Goedgekeurd voor vliegverkeer
- Inclusief praktische transporttas
- Klein, licht en handzaam

De geavanceerde iGo2 vormt een volledig nieuwe klasse van draagbare zuurstofconcentrators. Het is de eerste in zijn soort die met de gepatenteerde, zelf aanpassende SmartDose™-technologie is uitgevoerd.

De zuurstofafgifte wordt automatisch aan uw activiteiten aangepast. Zo kunt u eindelijk weer met volle teugen van het leven genieten zonder voortdurend op de benodigde zuurstofinstelling te moeten letten.

De gepatenteerde SmartDose™-technologie past de zuurstofdosis automatisch aan uw adempatroon aan. Op momenten van verhoogde activiteit wordt meer zuurstof afgegeven.

Dienovereenkomstig wordt de dosis verminderd wanneer u weer in een rustfase bent.

SmartDose™ bevordert dus een actieve en individuele levensstijl.

Ga voor meer informatie naar onze website [igo2poc.com](http://igo2poc.com)

## Technische gegevens

Artikelnummer	125K
HMV-Nr.	14.24.06.1011
Kleur	grijs
Totale breedte	8.9 cm
Totale hoogte	21.3 cm
Totale diepte	21.8 cm


zuurstofconcentratie	90+4/-3
Bedrijfsspanning	50/60 Hz
Geluidsdrukkniveau (dbA)	37 dBa
Totaal gewicht	2,25 kg
Gewicht	2,2 kg
Verpakkingseenheid	48 Pal.

# Draagbare zuurstofconcentrator iGo2

Art. nr.: 125K




## Accessoires



**Batterijlader voor iGo2**

Art. nr.:125-CH-614



**Oplaadbare batterij voor iGo2**

Art. nr.:125D-613