

# Zitkussen D-Q-SiT Contour

Art. nr.: 14881

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



- Profylaxis tot laag decubitusrisico
- Drukontlastende positionering voor de patiënt
- Unieke constructie van vormschuim voor optimale stabilisatie
- Uitstekende hechting aan de rolstoel door antislippads aan de onderzijde
- Afneembaar, wasbaar en moeilijk ontvlambaar  
Standaarddecubitusbekleding

## Technische gegevens

|                |       |
|----------------|-------|
| Artikelnummer  | 14881 |
| Trommelremme   | No    |
| Totale breedte | 50 cm |
| Totale hoogte  | 6 cm  |
| Zithoogte      | - cm  |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Breedte tussen de armlegger | 0 cm   |
| Totaal gewicht              | 300 g  |
| Gewicht                     | 300 g  |
| Max. belasting              | 115 kg |