

Tildoek Split Leg in Chair Hammock

Art. nr.: 4003XBE

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Ideaal voor patiënten die decubitus of pijn hebben of langdurig moeten zitten
- Optimaal patiëntcomfort door naadloze zitting en dunnere wattering van de beenriem
- Vermindert druk en schuren dankzij de driedimensionale multi-elastische "Spacer"-weefsel
- Extra drukontlasting door wegklapbare heupriemen en bovenbeensteunen
- Max. belasting: 300 kg
- Geschikt voor wasmachine tot 80°C

Technische gegevens

Artikelnummer	4003XBE
Maat	XL
Totaal gewicht	1 kg

Gewicht	1 kg
Max. belasting	300 kg